



PROMEDENT Cia. Ltda.
Simulación médica · Emergencia · Rescate



PROMEDENT Cia. Ltda.
Simulación médica · Emergencia · Rescate



PROMOCIONES

Calle Finlandia 192 y Suecia – Edificio Escandinavia Loft PH
Tel. 02 3332-309 / 02 3330-678 / 0999706034 / 0999705897
despinal@promedentecuador.com
www.promedentecuador.com
Quito – Ecuador

Simulación / Equipos Médicos

INTRODUCCIÓN

Contamos con 10 años de experiencia en el área de la Simulación Médica y con esfuerzo, dedicación y sacrificio tenemos el 90% del mercado de las Facultades de Medicina y estamos trabajando para llegar al mismo porcentaje en las Escuelas de Enfermería de las distintas Universidades del país. Contamos con una Clínica Privada en Simulación, donde nuestros clientes pueden ver los equipos antes de hacer la inversión.

Para que su adquisición perdure a largo plazo, contamos con un Servicio Técnico especializado en todos nuestros productos. Los técnicos cuentan con certificaciones internacionales, lo que ha permitido no solo apoyar a nuestros clientes a nivel nacional, sino también el brindar soporte a otros técnicos en los países de Latinoamérica.

Además, hemos realizado libros de simulación, donde hemos contando con la participación de médicos conocidos mundialmente donde han compartido sus experiencias en la Simulación Medica.

Representamos las mejores marcas en Simulación del mundo como son Laerdal Medical, SynDaver, Surgical Science, Limbs & Things, 3B Scientific, Kyoto Kagaku, Diamedical, entre otras.

Como compromiso con la Salud Médica, hemos llevado a cabo Capacitaciones y Servicios Técnicos gratuitos para la acreditación de algunas Universidades del país. Nos orgullece compartir que nuestros primeros Simuladores adquiridos hace 10 años siguen operativos y en perfectas condiciones.

Promedent pone a su disposición el catálogo de promociones.

NOTA: Promoción valida agotar stock.

RESUSCI ANNE CON REGISTRO LAERDAL

Código 31002501

Maniquí adulto para capacitación en RCP permite informes impresos de la calidad de las ventilaciones y compresiones.

Beneficios del producto:

- Anatómicamente realista, permite aprender cómo tratar a una víctima real y aporta calidad a la práctica.
- El uso de la caja de señales aumenta la motivación del alumno ofreciendo un Feedback en tiempo real de la práctica de la RCP.

Características del producto:

- Obstrucción natural de vía aérea.
- Necesario el hiperextensión de la cabeza, o tracción de la mandíbula para abrir vía aérea.
- Resistencia realista para las compresiones del pecho.
- Pulso carotideo simulado.



Disponible 1 unid.
\$ 800.00

RESUSCI ANNE CON SKILL GUIDE LAERDAL

Código 31001601

El Resusci Anne está diseñado para cumplir con todos los requerimientos de la enseñanza de Soporte Vital Básico, con las menores necesidades de equipamiento. Este maniquí permite practicar las técnicas de RCP básica, combinarlas con las de la desfibrilación semiautomática, y/o la práctica de extricación y manejo del trauma.



Disponible 1 unid.
\$ 800.00

PIERNA INTRAÓSEA BEBE LAERDAL

Código 365-00201

- Tibia simulada con marcas anatómicas en maléolo medio, y tuberosidad tibial.
- Reflujo realista de fluidos.



Disponible 1 unid.
\$ 211.00

MINI ANNE PLUS LAERDAL

Código 106-00350

Es una solución con una excelente relación calidad-precio para una formación de calidad en RCP utilizando maniqués reutilizables de larga duración. La nueva e innovadora bolsa de inflado ofrece un método de inflado sencillo e higiénico.



Disponible 5 unids.
\$ 59.00



**Disponible 1 unid.
\$ 196.00**

INFANT IV TRAINING LEG LAERDAL

Código 365-00101

Pierna inferior izquierda IV, con venipunción posible en los sitios del maléolo medial y lateral y simulación de talón. La sangre simulada se puede utilizar para flashback realista.



**Disponible 1 unid.
\$ 190.00**

PIEL Y VENAS BRAZO IV LAERDAL

Código 312029

Repuesto de piel y venas para Brazo Multivenoso Masculino.

Para usar con:

- SimMan®.
- Simulador ALS.
- MegaCode Kelly.
- Brazos de punción intravenosa adultos.
- Nursing Kelly.

ENTRENADOR PARA TAREAS DE CADERA IM

Código 375-34501

El Entrenador de Tareas IM permite la visualización de la relación de los huesos con los músculos mientras se practica la administración de medicamentos a través de inyección dorso gluteal.

Características:

- Las estructuras anatómicas realistas permiten la visualización de la anatomía interna.
- Sacro, fémur superior y cóccix.
- Nervio ciático y plexo sacro, glúteo medio, arteria, vena y nervio femoral.
- Visualización de la línea desde la espina ilíaca posterior superior al trocánter mayor del fémur.
- Envoltura de la piel que simula las grasas subcutáneas para aprender a determinar la longitud adecuada de la aguja.

**Disponible 1 unid.
\$ 490.00**

PIEL ABDOMINAL CON CESÁREA (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-19250



**Disponible 1 unid.
\$ 380.00**

PIEL ABDOMINAL NORMAL (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-19150



**Disponible 1 unid.
\$ 380.00**

PIEL ABDOMINAL PLANA (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-21050

Piel abdominal no grávida para piel que contiene SimMom, espuma de soporte y sección de la vejiga interna para permitir la conexión de los módulos de cateterización SimMom.

Contiene dos ubicaciones de altavoces y un cable de audio para conectar a SimMom.



**Disponible 1 unid.
\$ 648.00**

KEELE & STAFFS EPISIOTOMY REPAIR TRAINER LIMBS & THINGS

Código 60450

Un sistema de entrenamiento de 3 etapas para enseñar episiotomía, técnicas de sutura perineal y reparación de la episiotomía y lágrimas de segundo grado.



**Disponible 1 unid.
\$ 490.00**



KNOT TYING TRAINER LIMBS & THINGS

Código 50050

Un entrenador integral para enseñar todo el nudo quirúrgico técnicas de vinculación.

Habilidades obtenidas:

- Técnica de nudo de arrecife con una sola mano.
- Atadura del instrumento.
- Nudo del cirujano.
- Nudo de deslizamiento.
- Atar en una pequeña apertura.
- Atar a la profundidad verticalmente en una gran apertura.
- Atando en profundidad, en ángulo, en una gran apertura.

Disponibles 1 unid.
\$ 181.00

ENTRENADOR DE PELVIS MASCULINA AVANZADA LIMBS&THINGS

Código 60951



Anatomía del producto:

Abdomen, pelvis y genitales

Genitales incluyen:

- Pene- circuncidado y no circuncidado.
- Testículos que contienen escroto con epidídimo y conducto deferente.

Patologías:

- Tumor testicular y cáncer de pene.
- Quiste epididimal.
- Varicocele.
- Orquitis / epidídimo-orquitis.
- Hidrocele.
- Hernia inguinal indirecta.

Disponibles 1 unid.
\$ 2950.00

ENTRENADOR PELVICO FEMENINO QUIRURGICO LIMBS&THINGS

Código 60251



Permite el entrenamiento en técnicas y procedimientos quirúrgicos ginecológicos laparoscópicos. El componente del útero puede ser fácilmente removido y reemplazado después del uso.

Habilidades obtenidas:

- Salpingectomía.
- Salpingostomía.
- Miomectomía.
- Cistectomía.
- Histerectomía.
- Ooforectomía.
- Disección y localización de los uréteres.
- Inserción y uso de manipulador uterino.
- Identificación de puntos de referencia anatómicos.

Disponibles 1 unid.
\$ 1149.00

BSS DAY 2 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Código 50071

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la práctica de una serie de técnicas fundamentales de manipulación de tejidos.

Habilidades obtenidas:

Cierre abdominal e inserción de drenaje: abra la pared abdominal, inserte el drenaje y asegure, cierre la pared abdominal con el nudo de Aberdeen. Manejo de tejido fino: ejercicio de parche de vena. Manejo de heridas: drenaje de abscesos, desbridamiento de heridas traumáticas.



Disponibles 3 unids.
\$ 140.00

BSS DAY 1 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Código 50070

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la práctica de técnicas de manipulación de tejidos.

Habilidades obtenidas:

- Nudo-atado: nudo de un solo cabo, lazo del instrumento, nudo del cirujano, atado en profundidad.
- Técnicas de sutura: mantenimiento / manipulación de agujas, interrumpido, simple y colchón, continuo, subcuticular.
- Lesiones cutáneas y técnicas LA: extirpación de una lesión cutánea, quiste sebáceo.
- Hemostasia: lazo de clip, lazo de continuidad, transfixión de pedículo.



Disponibles 1 unid.
\$ 180.00

ENTRENADOR DE EXAMINACIÓN RECTAL MK 2 LIMBS&THINGS

Código 60120

Modelo de examen rectal es una representación realista de las nalgas, el ano y el recto permitiendo la práctica de las habilidades diagnósticas asociadas con el examen rectal.

Habilidades obtenidas:

- Examen digital de la próstata.
- Examen rectal digital.
- Inserción y uso del proctoscopio.
- Anatomía del producto: Nalgas, ano y recto.
- Dos perímetros intercambiables: Normal para el examen de la próstata, Patología con pólipo y carcinoma.
- Cinco prótesis intercambiables: Normal, Bilateral benigno, Unilateral benigno, Carcinoma bilateral, Carcinoma unilateral.



Disponibles 1 unid.
\$ 1306.00



PROMPT – STANDARD LIMBS&THINGS

Código 80100

Con anatomía mejorada, durabilidad y funcionalidad Prompt Standard tiene un diseño modular que permite numerosos escenarios de entrenamiento de parto. Utilizado para entrenamiento independiente o integrado en la simulación híbrida, es una solución de entrenamiento ideal para todas las habilidades relacionadas a entregas de rutina y difíciles.

Habilidades de la pelvis:

- Parto occipito anterior.
- Parto occipito posterior.
- Nalgas.
- Distocia de Hombros.

Disponible 1 unid.
\$ 5800.00

PROMPT FLEX - WIRELESS FORCE MONITORING LIMBS&THINGS

Código 80105 - 80101



Incluye un sistema Bluetooth y tecnología Force Monitoring (Monitoreo de Fuerza) para el entrenamiento de escenarios.

El monitoreo de fuerza es la tracción simulada del paciente aplicado a la cabeza del bebé se puede registrar durante un simulacro los diferentes tipos de parto, con la fuerza aplicada representada visualmente en una Tablet.

La función de entrenamiento de escenarios permite monitorear y registrar las acciones tomadas durante el parto (tiempo de contracciones, solicita ayuda), incluidas las intervenciones realizadas y el momento

de dar a luz al bebé. Los archivos PDF descargables crean un registro de las acciones del aprendiz y permiten un informe real después del escenario. Incluye software de Monitoreo de Fuerza, y módulo de Postparto para sangrado y atonía uterina.

Disponible 1 unid.
\$ 5500.00

INCLUYE:

Kit para la formación en el manejo de la hemorragia post-parto, simulación realista de un útero atónico.

Habilidades obtenidas:

- Manejo de la hemorragia postparto.
- Masaje Fundamental.
- Compresión bimanual.
- Inserción y manejo de balón hemostático.
- Inyección intramuscular.
- Estimación de la pérdida de sangre.
- Habilidades de comunicación con la madre cuando se usa con el paciente simulado.

KNEE FOR ASPIRATION MK 2 LIMBS & THINGS

Código 70020

Modelo que se utiliza para el entrenamiento en la técnica de aspiración de líquido sinovial.

Precisión de la anatomía palpable con marcas óseas, músculo y piel. Se suministra con un marcador sin rastro (tinta no permanente que se desvanece rápidamente) para ilustrar los puntos de referencia subyacentes.



Disponible 1 unid.
\$ 790.00

ABDOMINAL EXAMINATION TRAINER LIMBS & THINGS

Código 60000

Torso masculino adulto anatómicamente preciso, para enseñar y practicar la palpación, auscultación y elementos de percusión de abdominales o gastrointestinales (GI) examen.

Habilidades que permite el torso:

- Familiaridad con las regiones abdominales y anatomía subyacente.
- Práctica en palpación abdominal, auscultación y percusión.
- Capacidad para diferenciar la patología normal de la anormal.
- Identificación de la ascitis, específicamente de la opacidad cambiante.
- Identificación de distensión gaseosa y obstrucción intestinal.



Disponible 1 unid.
\$ 7900.00

Características del Abdomen:

- Los puntos de referencia óseos incluyen costillas, margen costal, xifoides, cresta del pubis y espinas ilíacas anterosuperiores.
- 3 Hígados: ligeramente agrandados, ampliados con borde liso y agrandados con borde irregular.
- 2 Bazo: ligeramente agrandados.
- 2 riñones agrandados.
- Vejiga distendida.
- 2 Aortas: normal y aneurismático.
- Conjunto de 6 patologías abdominales que incluyen: 4 masas lisas y 2 masas duras irregulares.
- Juego de Distensión que incluye bolsa de ascitis, bolsa de distensión.
- Representación simplificada de la parte inferior de la columna torácica y lumbar.

EXAMEN CERVICAL Y PRUEBA DE PAPANICOLAU 3B

Código 1018643



Disponible 1 unid.
\$ 330.00

La prueba de Papanicolaou es la detección del cáncer más frecuentemente realizada prueba en el mundo. Permite a los estudiantes practicar exámenes externos e internos, espéculo inserción, y de muestreo citológico técnicas en un simulador que es realista y fácil de usar.

Características:

- Siete condiciones cervicales.
- Embarazo precoz normales.
- Pólipos.
- Cáncer a tiempo.
- El cáncer de retraso.
- La inflamación.
- Displasia.

EL SISTEMA DIGESTIVO, DE 3 PIEZAS 3B

Código K21



Disponible 3 unids.
\$ 220.00

Modelo en tamaño natural que muestra todo el sistema digestivo en relieve gráfico.

Características:

- Nariz.
- Cavity bucal y faringe.
- Esófago.
- Tracto gastro-intestinal.
- Hígado con vesícula biliar.
- Páncreas.
- Bazo.

BRAZO 3B PARA CHESTER CHEST 3B

Código W46507-1



Disponible 2 unids.
\$ 340.00

Permite el cosido de un acceso periférico implantado y la unión a un depósito de "sangre". Por encima del acceso implantado se coloca un colgajo de tejido para el entrenamiento realista de palpación y punción.

SISTEMA URINARIO DE SEXO DUAL, EN 6 PIEZAS 3B

Código K32

Este modelo todo en uno presenta:

- Estructuras de la cavidad retroperitoneal.
- Pelvis grande y pequeña con huesos y músculos.
- Vena cava inferior.
- Aorta con sus ramificaciones y conductos iliacos.
- Tracto urinario superior.
- Recto.
- Riñón con glándula adrenal.

La mitad del riñón derecho es desmontable. Con un inserto masculino fácil de desmontar (vejiga y próstata, mitad frontal y posterior) e inserto femenino (vejiga, útero y ovarios, 2 mitades laterales).



Disponible 1 unid.
\$ 590.00

ESTADIOS DE LA FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EMBRIÓN 3B

Código L01

El modelo ilustra esquemáticamente la maduración del óvulo, la ovulación, la fecundación y cómo el óvulo fecundado se desarrolla desde la integración por sí mismo en la pared de la matriz hasta el comienzo del crecimiento como embrión. Los estadios de desarrollo se encuentran, por una parte, como representación ampliada, en el ovario, la trompa y el útero y, por otra parte, en otra representación gráfica también ampliada que se encuentra sobre la base del modelo. Se suministra con la base.

* Orquitis / epidídimo-orquitis.



Disponible 1 unid.
\$ 250.00

SIMULADOR DE INYECCIONES INTRAMUSCULARES 3B

Código P55-1

Tiene todos los puntos anatómicos de palpación importantes tales como el acromion y el húmero. Permite la colocación de una inyección intramuscular correcta.

Electrónica de precisión integrada que da una realimentación audiovisual del resultado, por ejemplo, inyección correcta o incorrecta, así como contacto con el hueso o localización errónea.

Hay modos de entrenamiento y control adicionales que proporcionan bajo condiciones de aprendizaje un control de resultados inmediato.



Disponible 3 unids.
\$ 1120.00

BRAZO PARA PRÁCTICA DE SUTURA 3B NASCO

Código W44003



Disponibles 3 unids.
\$ 190.00

- Proporciona una práctica de sutura realista.
- Textura realista de la piel con arrugas y huellas dactilares visibles.
- Viene con tres "heridas".
- Estas "heridas" pueden ser suturadas varias veces.
- Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse varias veces.

MANO PARA PRACTICAR IV 3B NASCO

Código W44600



Disponibles 1 unid.
\$ 340.00

- Venas palpables y deslizables.
- Idóneo para extracción de sangre y para perfusión de líquidos.
- Se suministra con base y sangre artificial.

MANIQUÍ PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE INFANTE 3B NASCO

Código W45062



Disponibles 2 unids.
\$ 595.00

Simula un infante de un año de edad con brazos y piernas giratorias (codos y rodillas articulados) y cabeza articulada. Permite practicar los procesos de cuidados pediátricos básicos y avanzados, como son:

- Vendajes.
- Prácticas oftálmicas.
- Higiene oral y dental (maxilar articulado con dientes y lengua).
- Alimentación por sonda y succión gástrica.
- Inyección intramuscular (muslos superiores).
- Cuidados de traqueotomía.
- Cateterismo de hombre y de mujer.
- Administración de un enema.

Suministro con camiseta, pantalón corto, tirante de cuello y bolsa de transporte.

EPISIOTOMÍA Y KIT DE ENTRENAMIENTO LACERACIÓN PERINEAL NASCO

Código LF01044

El simulador ayuda a dominar las técnicas necesarias para reparar las lesiones más comunes de un parto, haciendo su propia incisión en la almohadilla suave y realista, los estudiantes y los instructores pueden crear una episiotomía tradicional o casi cualquier tipo de laceraciones del primer al cuarto grado.

En el interior del tejido se encuentran estructuras discretas que representan el músculo bulbo cavernoso, el músculo perineal transverso y el esfínter anal externo, estos músculos se pueden cortar y reparar individualmente como lo harían en un paciente real.

El tejido simulado permanecerá resistente a través de muchas sesiones de entrenamiento. Un soporte ajustable mantiene la almohadilla y la base moldeada en cualquier ángulo. Incluye instrumentos de disección en un estuche plegable, una sutura con aguja curvada y una funda de transporte suave.



Disponibles 1 unid.
\$ 214.00

SIMULADOR RECONOCIMIENTO OTOLÓGICO 3B

Código W44122

Este simulador permite practicar el reconocimiento otológico. Consiste de una cabeza con 6 orejas intercambiables de material elástico y estructuras internas y externas fieles al natural.

Las impresiones en color incluidas en cinco de las seis orejas permite realizar la diagnosis de diferentes patologías. La oreja sin impresión de color incluida sirve para practicar la eliminación del cerumen.

Suministro con 2 tubitos de cerumen artificial, nueve diapositivas de 35 mm (5 diagnósticos como se describe a continuación y 4 diagnósticos del set de complementación W44123) y un maletín de transporte.

La dotación del suministro no comprende ningún otoscopio.



Disponibles 1 unid.
\$ 660.00

MODELO DE VISUALIZACIÓN DE INCISIÓN VULVA TELLYES

Código OBS0300003ADC



Disponible 2 unids.
\$ 215.00

Demostración de incisiones de episiotomía y práctica de suturas por incisión.

Características:

- Práctica de la incisión y sutura de episiotomía con los modelos de vulva.
- Se simula la episiotomía mediana, la episiotomía izquierda-lateral y la episiotomía derecha-lateral.
- Material suave y duradero para proporcionar experiencias reales a los estudiantes.

BABY STAP TELLYES

Código PES0300010ADC



Disponible 1 unid.
\$ 280.00

Simulador Neonato para la práctica de punción lumbar, con flujo de líquido cerebro espinal.

- El simulador representa un bebe recién nacido posicionado en decúbito lateral para la práctica de punción lumbar.
- Columna con detalles anatómicos correctos, sitio de punción palpable para ubicación correcta de médula espinal.
- Permite la infusión de líquidos.

Componentes:

- Simulador bebe Punción Lumbar.
- Jeringa de 5 ml.
- Bolsa administración de líquido.

MODELO DE CATETERIZACIÓN MASCULINO TRANSPARENTE TELLYES

Código NUS0300026ADC



Disponible 1 unid.
\$ 690.00

Permite realizar un cateterismo mientras se observa lo que ocurre internamente.

Le permite observar como penetra el catéter de balón, el flujo de la orina y la posición relativa de la pelvis y vejiga a través del hipogastrio transparente.

Los genitales externos se han fabricado en un material extra suave simulando el tejido real.

Viene con un irrigador, con un soporte de irrigador y con un maletín.

MODELO DE ENTRENAMIENTO EXAMEN DE LESIONES RETINIANAS TELLYES

Código OPS0300001ADC

Un conjunto de trece transparencias intercambiables incluye:

- Retina normal.
- Degeneración macular senil y drusen.
- Oclusión de la vena central de la retina.
- Retinopatía hipertensiva.
- Papiledema.
- Cubierta del disco.
- Atrofia óptica.
- Retinopatía diabética de fondo leve.
- Antecedentes retinopatía diabética.
- Retinopatía diabética pre-proliferativa (1).
- Retinopatía diabética pre-proliferativa (2).
- Retinopatía diabética proliferativa.
- Retinopatía diabética.



Disponible 1 unid.
\$ 790.00

Permite la práctica del examen de los ojos, con énfasis en la retinopatía diabética. Identifica las enfermedades de la retina, que se muestran en un conjunto de trece diapositivas intercambiables.

SIMULADOR DE INYECCION ESPINAL TELLYES

Código INS0300003ADC

Permite la demostración y la práctica de todas las inyecciones espinales. Incluye: punción lumbar y anestesia como analgesia epidural, analgesia caudal y analgesia espinal.

Características:

- Permite realizar demostraciones y practicas realistas de todas las inyecciones espinales
- Montado sobre una base. Se puede colocar fácilmente en posición lateral y sentada.
- Estructura anatómica realista y obvia: completa la vértebra vertebral lumbo sacra, la piel y el tejido subcutáneo, el ligamento interespinoso, el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, la médula espinal.
- Practicar anestesia epidural, anestesia lumbar, anestesia caudal, anestesia en silla de montar, bloqueo simpático y punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo.
- Se sentirá bloqueado al insertar las agujas correctamente.
- Las primeras vértebras lumbares son visibles para permitir la observación de la estructura interna; la segunda a la quinta vértebra lumbar son parte funcional con punto de referencia obvio y fácil de confirmar la ubicación.



Disponible 1 unid.
\$ 1090.00


PIERNA DE PRÁCTICA DE SUTURA TELLYES

Código SUS0300016ADC

Pierna de práctica de sutura proporciona una experiencia única.

Características:

- Textura realista de la piel con arrugas y poros.
- Las capas de la estructura son claras para ver la piel, los tejidos subcutáneos y tejidos musculares.
- Las "heridas" se pueden cortar, para practicar la incisión, la sutura, el nudo, el corte, la retirada de los puntos y el vendaje.
- Después de la incisión, se exponen los músculos rojos reales.
- Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse varias veces.
- Se suministra un juego de instrumental.



Disponibles 4 unids.
\$ 225.00

MODELO INSERCIÓN DE DIU III TELLYES

Código GYS0300008ADC

Modo de inserción del DIU, demostración y práctica de inserción, colocación y remoción del DIU.

Características:

- Útero normal, oviducto y cuello uterino.
- Demostración de la anatomía femenina del útero.



Disponibles 2 unids.
\$ 45.00

SIMULADOR DE ÓRGANO FEMENINO PÉLVICO I TELLYES

Código GYS0300006ADC

Este entrenador permite la demostración y la práctica de la inserción, colocación y extracción del DIU. Este modelo anatómicamente preciso representa parte del teros, ovarios, oviducto, cuello uterino y vagina.

Practique la colocación y extracción del DIU con este simulador. El útero está cubierto por una cubierta de plástico transparente para permitir una fácil visualización de la inserción y colocación del DIU.

Se puede insertar cualquier tamaño de dispositivo anticonceptivo para entrenamiento y observación.



Disponibles 2 unids.
\$ 50.00

CABEZA DE BEBE PUNCIÓN IV TELLYES

Código PES0300006ADC

Permite la práctica de punción y transfusión en las venas de la cabeza del bebé

- La reproducción realista de la cabeza del bebé de seis meses con toda la cabeza y estructuras del cuello.
- Reproducción natural de la vascularización del cuero cabelludo completo. La cabeza del bebé se confecciona de material blando a través del cual se puede ver la distribución de la vascularización claramente.
- La sangre artificial fluye cuando la inserción es correcta.



Disponibles 4 unids.
\$ 310.00

MODELO DE SANGRADO NASAL TELLYES

Código ENS0300002ADC

- Simula la cabeza de un adulto.
- Estructura anatómica precisa, con cavidad y tabique nasal.
- Simula varios tipos de sangrado nasal, incluyendo síndrome de sangrado grave, destinado a capacitar la capacidad clínica para hacer frente a emergencias.
- Permite controlar la velocidad de sangrado.
- Capaz de demostrar la situación de hemorragia en 5 puntos. La hemostasia también se realiza.
- Una vez que la práctica de la hemostasia es correcta, la luz indicadora brillará.



Disponibles 1 unid.
\$ 988.00

MODELO DE INFUSIÓN INTRAÓSEA NEONATAL TELLYES

Código PES03000210ADC

Una ayuda en el entrenamiento para demostrar y simular el procedimiento de infusión intraósea.

Características:

- Reproducción del torso inferior y extremidades de un bebé de seis meses.
- Pueden pincharse ambas piernas. El "pop" discernible se sentirá y la médula artificial fluirá cuando la punción es correcta.
- Piel y huesos reemplazables.



Disponibles 1 unid.
\$ 510.00

ENTRENADOR ADULTO DE CRICOTOMIA SYNDAVER

Código 0160440

Habilidades relevantes: cricotirotomía quirúrgica y con aguja, intubación nasal, vía aérea retrógrada, palpación, canulación, aplicación y extracción de suturas y grapas, reducción quirúrgica y aplicación de adhesivos y vendajes.

Componentes incluidos:

Base de plástico, forma muscular, dos carros de membrana con hioides y cricoides, recubrimiento de piel, 20 tejidos de reemplazo (piel y membrana cricoide) y una duradera caja Pelican.

Compatibilidad del equipo:

Dispositivos quirúrgicos para vías respiratorias, dispositivos de autosuturación y autoajuste, bisturís láser, dispositivos de electrocauterio, dispositivos bipolares y monopolares, cuchillas armónicas y todos los equipos de imágenes conocidos.



Disponible 1 unid.
\$ 815.00

ENTRENADOR DE VÍA ÁEREA RECIÉN NACIDO SYNDAVER

Código 160420

Este modelo incluye una cavidad oral realista con un paladar duro y blando, lengua, úvula, epiglotis y cuerdas vocales. El cuello blando con cricocartílago permite a los usuarios realizar la maniobra de Sellick para tener una mejor visión de la laringe y / o reducir el reflujo gástrico.

Habilidades relevantes:

Ejercicios de intubación y gestión de la vía aérea.

Componentes incluidos:

Torso superior del recién nacido prematuro con nariz, boca, esófago, paladar duro y blando, lengua, tráquea, epiglotis, laringe y un estuche Pelican para el transporte y el almacenamiento.

Compatibilidad del equipo:

Equipo de imágenes (ultrasonido, MRI, CT, rayos X, etc.), tubos traqueales, escalpelos, tenáculo, agujas para aneurismas, fórceps para arterias, directores ranurados, pinzas hemostáticas, de disección, tijeras, tenotomos, dilatadores traqueales, ligaduras, dispositivos de autosuturado, autoajuste y catéteres



Disponible 1 unid.
\$ 3300.00

INTESTINO DE DOBLE CAPA SYNDAVER

Código 160160

Están diseñados sobre la base de pruebas físicas realizadas en tejido vivo real, y cada tejido sintético está validado (módulo de tracción, resistencia a la abrasión, fuerza de penetración, coeficiente de fricción, conductividad térmica, constante dieléctrica, etc.) las mismas condiciones físicas que el tejido vivo para simular. El tejido sintético responde al estímulo de manera similar al tejido vivo real.

Habilidades relevantes:

Anastomosis manual y asistida por robot.

Compatibilidad del equipo:

Bisturís láser, electrocauterio y dispositivos de ablación de RF, cuchillas armónicas, dispositivos monopolares y bipolares, cuchillos de plasma, equipos de ultrasonido y todos los equipos de imágenes conocidos.

Componentes incluidos:

Un segmento de intestino.

Dimensiones:

27 mm x 15 cm (ID x L) o 27 mm x 30 cm (ID x L)



Disponible 20 unids.
\$ 20.00

ENTRENADOR PORTÁTIL DE TORACOCENTESIS SYNDAVER

Código 160400

Utiliza tejidos blandos de nuestra línea de productos SynAtomy con características mecánicas que le permiten ser usados por un maniquí o actor en vivo. Los elementos estructurales de este artículo incorporan una armadura de calidad balística para evitar lesiones.

Habilidades relevantes:

Esterilización regional, aplicación de anestesia local, palpación de costillas, incisión cutánea, corte subcutáneo, punción del músculo intercostal, colocación del tubo torácico, fijación del tubo torácico mediante técnicas de sutura y manejo del tubo torácico.

Componentes incluidos:

Plataforma de vestigio blindada y usable, costillas reutilizables y placa de tejido reemplazable. Compatibilidad del equipo: bisturís, hemostáticos, tubos torácicos (catéteres torácicos), kits de sutura, antisépticos y anestésicos.



Disponible 1 unid.
\$ 1580.00

ALMOHADILLA DE SUTURA BÁSICA SYNDAVER

Código 160220

La capa de la piel tiene una textura realista en la superficie y es lisa en el lado subcutáneo. Incorpora una capa de desgaste natural de la piel muerta en la superficie y tres capas discretas (epidermis, dermis e hipodermis) que crecen independientemente una de la otra.

Habilidades relevantes:

Inyección incluyendo intradérmica, implantación, corte, incisiones, sutura (subcutánea y subcutánea), engrapado y aplicación de adhesivos.

Compatibilidad del equipo:

Bisturís láser, electrocauterio y dispositivos de ablación de RF, cuchillas armónicas, dispositivos monopolares y bipolares, cuchillos de plasma, equipos de ultrasonido y todos los equipos de imágenes conocidos.

Componentes incluidos:

Una almohadilla de tejido con piel humana adulta y grasa subcutánea.

Dimensiones:

10x10. El espesor total es de 6-7 mm.



Disponible 20 unids.
\$ 17.00



Disponible 1 unid.
\$ 328.00

MODELO DE RIÑÓN SYNDAVER

Código 130256

Características del órgano:

Estructura externa despellejada con glándulas suprarrenales separadas. Este órgano también está disponible con la pelvis renal funcional y patente, el uréter y la arteria y las venas renales.

Equipo de imágenes:

Compatible con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de ultrasonido, rayos X, fluoroscopia, MRI y CT.

Equipo quirúrgico:

Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos los láseres, la ablación de RF, los dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.

MODELO DE TRÁQUEA SYNDAVER

Código 130552

Características del órgano:

Superestructura luminal en forma de D, anillos individuales de cartílago hialino con músculos traqueales, capa mucosa lúbrica y material de la chaqueta muscular.

Equipo de imágenes:

Compatible con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de rayos X, fluoroscopia, MRI y CT.

Equipo quirúrgico:

Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos broncoscopios, láser, ablación de RF, dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.

MODELO DE BRAZO SYNDAVER

Código 102350

Nuestro brazo de anatomía está hecho de los tejidos del modelo anatómico SynDaver (músculos, nervios y vasculatura) y compuesto de polímero (huesos). Este modelo educativo incluye huesos, articulaciones completamente articuladas, músculos, tendones, venas, arterias y nervios.

Articulación articulaciones:

Hombro, codo, muñeca y dígitos.

Características estructurales:

Estructuras esqueléticas, musculares, fasciales y cartilaginosas del hombro, parte superior del brazo, antebrazo, muñeca y mano.

COLON / MESENTERIO SYNDAVER

Código 130480

Características del órgano:

Cúmulo, colon (ascendente, descendente, transverso y sigmoide), recto, canal anal, apéndice y mesenterio.

Equipo de imágenes:

Compatible con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de rayos X, fluoroscopia, MRI y CT.

Equipo quirúrgico:

Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos, incluidos enteroscopios, atrapamoscas intestinales, tijeras laparoscópicas, escalpelos armónicos, bisturís, dispositivos de succión, endograpadoras GIA, trócares, visores de 30 grados, suturas, varias abrazaderas y tijeras, puertos manuales y grapadoras TA.



Disponible 1 unid.
\$ 1854.00



Disponible 1 unid.
\$ 3882.00



Disponible 1 unid.
\$ 1483.00

FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL THOMAS LAERDAL

Código 600-10000



\$ 5.70 C/U

Permite fijar el tubo endotraqueal impidiendo que se mueva, salga, etc. El fijador de Thomas es de aplicación muy sencilla. Además, estandariza el proceso, ya que la fijación no depende de la mayor o menor habilidad para atar con una venda.

Disponible: Adulto / Pediátrico

CILINDRO DE OXIGENO DE 1m3.

Código 1602ED



Disponible 7 unids.
\$ 95.00

Cilindro de oxígeno de 1 m3.

No incluye manómetro.

COCHE DE PARO 4 CAJONES

Código 14019



Disponible 1 unid.
\$ 750.00

Estructura en acero de alta resistencia, cubierta superior en acrílico para aislamiento de equipos, barandilla de seguridad, plato auxiliar abatible en acero, manillar metálico para facilitar el transporte, 4 cajones con divisiones para medicamentos, 2 porta basureros metálicos.

BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL LAERDAL



- Código 85005133 / Neonato ————— \$ 100.00
- Código 86005133 / Pediátrico (kit mascarillas) — \$ 100.00
- Código 86005233 / Pediátrico (estándar) ————— \$ 100.00
- Código 87005133 / Adulto ————— \$ 100.00

CARGADOR UNIVERSAL DE ESCRITORIO WELCH ALLYN

Código 71140

Unidad compacta y portátil, permite cargar los mangos recargables de Welch Allyn cómodamente en el cargador de escritorio.

- Los LED de color indican la alimentación hacia la unidad, y que los mangos están cargándose.
- Los circuitos avanzados garantizan la carga constante, automática y segura y un rendimiento y vida útil óptimos del bombillo.



Disponible 2 unids.
\$ 198.50

MESA PUENTE GRADUABLE

Código 184-46

Fabricada en estructura metálica, base en tubería cuadrada y paral en tubería rectangular, superficie de la mesa enchapada en fórmica y rebordada con bisel plástico para proteger las paredes. Base con biseles inoxidables. graduable por medio de una perilla plástica, cuatro ruedas de dos pulgadas. Dimensiones: Tapa superior: Largo 80 cm, ancho 40 cm. Altura mín. 82 cm, máx. 120 cm.



Disponible 1 unid.
\$ 185.00

DISPOSITIVOS MÉDICOS SPENCER

TENSIOMETRO SPENCER

Código DG01460D

Tensiómetro con manómetro de aluminio que encierra un mecanismo preciso y fiable, Escala de 0-300 mmHg, brazalete de nylon hipoalergico.

Pera, tubos y cámaras exentos de látex.



Disponible 43 unids.
\$ 9.00

BOLSA MANUAL DE RESPIRACION REUSABLE SPENCER

Código BG03027A / Adulto

Código BG03033B / Pediátrico

Código BG03051A / Neonato

Bolsa de reservorio permite un control visual del suministro de oxígeno. Mascarilla de silicona transparente, autoclavable.



C/U
\$ 65.00

SET DE DIAGNÓSTICO DE PARED SIN TERMOMETRIA

Código 77792-M



Disponibles 3 unids.
\$ 970.00

- Sistema integrado de pared.
- Transformador de pared GS 777.
- Oftalmoscopio coaxial.
- Otoscopio Macrovie.
- Tensiómetro aneroide de pared.
- Dispensador de espéculos.

MONITOR PROPAQ LT CON USB

Código 802LTON-UE1



Disponibles 1 unid.
\$ 2900.00

- Pantalla LCD a color.
- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
- Brazaletes de presión Flexiport universales.
- Resistencia al agua IEC 529, Nivel IPX1.
- Batería de Ion de Litio de hasta 24 horas de duración.
- Dimensiones (milímetros): Alto: 137 Ancho: 190.
- Profundidad: 53.
- Requerimientos Eléctricos: Voltaje (V): 110 CA.
- Pesa 765 gramos.

TRANSFORMADOR DE PARED GS 777

Código 77710



Disponibles 1 unid.
\$ 290.00

Transformador de pared de 3.5 V con dos mangos de encendido / apagado automático.
No incluye las cabezas

TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED CON MANGO

Código 7670-01



Disponibles 3 unids.
\$ 156.00

Alto grado de precisión clínico +/- 3 mmHg.
Libre de mercurio y de látex. Movimiento en pieza de rubí sintético para una larga vida.
Disco de cara en láser grabado para mayor precisión. Facilidad de lectura (150 mm).
Lugar para almacenar brazaletes. Garantía de calibración de por vida.

FOCOS HALOGENOS WELCH ALLYN

02600-U	_____	\$ 23.00
04200-U	_____	\$ 35.00
04400-U	_____	\$ 18.00
04600-U	_____	\$ 29.00
06100-U	_____	\$ 33.00
06200-U	_____	\$ 21.00
06500-U	_____	\$ 17.00
07200-U	_____	\$ 32.00
08500-U	_____	\$ 24.00

ESTETOSCOPIO SPECTRUM DOBLE CAMPANA PEDIÁTRICO

Código 5079-145

Estetoscopio pediátrico de cápsula doble (campana y diafragma) en tamaño pediátrico, membrana de diafragma acústica fabricada con material de plástico y fibra de nylon para frecuencia baja de 20 a 100 hz. y alta de 100 a 500 hz.



Disponibles 20 unids.
\$ 69.00

- Cápsula y auriculares en acero inoxidable.
- Con el nuevo Comfort Sealing Eartips.
- Poco peso, color negro.
- Auriculares ajustables al ángulo del oído.
- Pieza pectoral de acero inoxidable.
- Tubo flexible de PVC de 71.1 cm.
- Olivas flexibles fabricadas en silicón o goma (suaves) para mayor confort del practicante.
- Anillos de goma en el borde de la campana y diafragma para evitar la sensación de frío del acero al tocar al paciente.
- Amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnóstico.

ESTETOSCOPIO ECONÓMICO DE DOS CABEZAS

Código 5079-73



Disponibles 4 unids.
\$ 19.00

- Excelente para auscultación general y presión arterial
- Tubo binaural de un solo canal.
- Color Negro.



Disponible 1 unid.
\$ 110.00

OXIMETRO DE PULSO

Código PM50

Display LCD, para pacientes adultos, pediátricos y neonatales (con el sensor adecuado viene por separado para pediátrico y neonatal).

Rango de SPO2 de 0 a 100 % por el método de longitud de onda dual, liviano, compacto, peso mínimo, para ser transportado.

- Frecuencia de pulso de 25 a 254 bpm.
- Standby automático.
- Identificación para 100 pacientes.
- Barra indicadora.
- Usa baterías AA.

Incluye:

- Oxímetro Portátil PM 50.
- Sensor de Oximetría tipo pinza adulto.



Disponible 16 unids.
\$ 22.00

TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PEDIATRICO

Código DS44-09

DS44 con características integradas de diseño y de un manguito montado FlexiPort que es compacto y ligero para facilitar su uso.

- Resistencia en caídas 60cm.



Disponible 3 unids.
\$ 490

LÁMPARA CUELLO DE GANZO GS300

Código 44400

Las lámparas de examen médico con tecnología LED brinda unas mejores condiciones a los exámenes médicos al utilizar diodos emisores de luz blanca de 5.500 (LED), las lámparas de examen médico son más ecológicas, lo que reduce su costo y proporcionan una luz blanca de calidad superior.

- Temperatura del color: 5.500 K.
- Tipo extensión: Cuello de cisne/cuello de ganso.

- Cable eléctrico: Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud.
- Intensidad luz de Trabajo: 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.); 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
- Vida útil del L.E.D.: 50.000 horas.
- Alcance de la base móvil: 79 cm.
- Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

MESA GINECOLÓGICA DE TUBO PINTADA

Código 185-24

Su estructura principal es metálica, en tubo redondo de acero de construcción mecánica, sobre 4 patas con regatones de caucho a presión.

Cabecera:

Medidas aprox. 80 cm * 55 cm reclinable por medio de mecanismo manual entre 0 y 55 grados.

Sección de cadera:

Fija de aproximadamente 0.35 * 0.55 cm. Que posee un destaje en forma de media luna central de 15 cm aproximadamente de profundidad que facilita la salida del neonato.

Con movimientos integrales de inclinación de todo el mueble, estos movimientos posibilitan el trabajo de parto en posición, con movimientos integrales de inclinación de todo el mueble.

Acabado:

Pintura Electrostática previo procesos de desengrase y fosfatizado.

Mas Aprox. En posición horizontal: largo 180 * ancho 60 cm* alto 75 cm.



Disponible 2 unids.
\$ 390.00

EQUIPO DE SIGNOS VITALES SPOT LXI CON PEDESTAL

Código 45NT0-S1

Está diseñado para medir la presión arterial en 15 segundos aproximadamente a medida que se infla el brazalete.

Se puede conectar con las balanzas digitales Health O Meter® o Tanita®.

Capacidad de ingresar manualmente el peso, la altura, la frecuencia respiratoria y el nivel del dolor, calcula el índice de masa corporal automáticamente. La memoria de 50 lecturas permite recuperar los datos previos para revisarlos o descargarlos posteriormente.

Se conecta a los principales Registros Médicos Electrónicos para la captura y documentación automática de los signos vitales.



INCLUYE PEDESTAL

Disponible 2 unids.
\$ 2768.00