



PROMEDENT Cia.
Ltda.
Simulación médica · Emergencia · Rescate



PROMEDENT Cia.
Ltda.
Simulación médica · Emergencia · Rescate

Equipos de Rescate

PROMOCIONES

Calle Finlandia 192 y Suecia – Edificio Escandinavia Loft PH
Tel. 02 3332-309 / 02 3330-678 / 0999706034 / 0999705897
despinal@promedentecuador.com
www.promedentecuador.com
Quito – Ecuador

*Hasta agotar stock



Disponible 16 unids.
\$ 56.00

CORREAS TIPO ARAÑA ROCK STRAPS - ADULTO

Código ST02035A / Marca: Spencer

- Correas para la inmovilización completa del paciente adulto o pediátrico sobre el tablero espinal.
- Posibilidad de deslizarse por las partes transversales a lo largo del cinturón dorsal.
- Fabricado con cinta nylon de 5 cm con costuras especiales.



Disponible 26 unids.
\$ 4.00

VISERA INTEGRAL DE PROTECCION PROTEX

Código DR30501A / Marca: Spencer

- Gran protección panorámica en policarbonato.
- Sobre la aleta frontal existen unas ranuras para evitar el empañamiento de la pantalla.
- Elástico Regulable.



Disponible 8 unids.
\$ 8.00

MARTILLO DE EMERGENCIA MATCH 2 CMPACT

Código GD02040A / Marca: Spencer

- Ligero, intuitivo, portátil, compacto y eficaz.
- Para operaciones elementales de extracción.
- De fácil colocación, gracias al sistema de fijación especial.
- Hoja de acero para cortar los cinturones de seguridad.
- Estructura fabricada en ABS anti golpes.
- Longitud: 16 cm.

CORTA ANILLOS

Código GD02020E / Marca: Spencer

- Puede ser incluido en todos los kits de primeros auxilios.
- Elaborado en acero inoxidable, con hoja de acero muy eficaz y sustituible.
- Fácil de usar y de limpiar.



Disponible 51 unids.
\$ 13.50

B-LIFE MASCARA DE SILICONA

Código RM20405B	90 unids.	\$ 7.00
Código RM20401B	11 unids.	\$ 7.00
Código RM20402B	12 unids.	\$ 7.00
Código RM20403B	11 unids.	\$ 7.00
Código RM20404B	7 unids.	\$ 7.00
Código RM20400B	11 unids.	\$ 7.00

- Mascara autoclavable adecuada para la reanimación y la ventilación asistida.
- Capa transparente que mejora el monitoreo del paciente.
- Almohada de silicona suave e hipoalergénica Libre de látex.



F2 MONOBLOC

Código MBF2

- Diseñada con la tecnología Smart-Load™ que facilita la operación de la camilla al momento de cargarla y descargarla de la ambulancia o al subir y bajar al paciente.
- Controles fáciles de usar: palancas de control de mano izquierda y derecha codificadas con colores.
- Incluye porta sueros, brazos laterales y soporte para los pies.
- Correas de sujeción anterior- anclaje posterior, correa torácica, colchoneta.
- Operación independiente de la pata.
- Patas que se despliegan automáticamente.
- Respaldo ajustable de 6 posiciones.
- Brazos laterales abatibles.
- Construcción de aluminio.
- Límite de carga: 250 kg.



Disponible 7 unids.
\$ 3.500



Disponible 1 unid.
\$ 1855.00

MONITOR MULTIPARÁMETRO

Código MONF3S / Marca AEOMED

- Algoritmo de ECG avanzado optimizado para detección de arritmias, detección de marcapasos y medición de FC.
- 12 derivaciones con 208 tipos de hallazgos de ECG en la configuración de ECG opcional de 12 derivaciones.
- SpO2 con excelente resistencia al movimiento y bajo rendimiento de resistencia a la perfusión.
- NIBP optimizado para pacientes cardíacos, hipertensos y pacientes neonatales.



Disponible 21 unids.
\$ 80.50

MULTIESTUCHE DÍA 3

Código DG06063B / Marca: Spencer

- Compuesto por Top Holster funda en cuero con enganche para la cintura.
- Cuchillo de emergencia Jaguar.
- Linterna luminosa LED Light Pen.
- Pinza quirúrgica GMX308.
- Pinza hemostática Kelly recta GMX351.
- Tijeras punta redonda Universal.
- Lazo hemostático automático Spencer TIV.



Disponible 9 unids.
\$ 5.75

TIJERAS UNIVERSAL

Código DG00601A / Marca: Spencer

- Las hojas de acero niquelado y el mango de material termoplástico, para un máximo confort.
- Son autoclavables.
- Longitud: 19 cm.

CAMILLA TANGO

Código STO32140 / Marca: Spencer

- Tablero espinal pediátrico y adulto integrado.
- Optimización de espacio.
- Peso: 8 Kg.
- Dimensiones tablero adulto: 44,5 cm. x 5 cm. x 183 cm.
- Dimensiones tablero pediátrico: 32 cm. x 4,5 cm. x 119,5 cm.
- Capacidad: 180 Kg.



Disponible 7 unids.
\$ 500.00

INMOVILIZADOR DE TOBILLOS UNIVERSAL ANATÓMICO FXA PRO

Código SH00151A / Marca: Spencer

- Accesorios para la inmovilización de los tobillos.
- Para uso sobre tableros espinales y sobre todo otros tipos de camillas.
- Fabricado con un molde a inyección en componente plástico y elástico con una excelente memoria elástica.
- Banda de fijación regulable.
- Peso: 3,76 Kg.



Disponible 17 unid.
\$ 49.00

SILLA ESCALERA PARA EVACUACIÓN

Código 0731335 / Marca: Ferno

- Dos ruedas delanteras giratorias y dos ruedas fijas traseras.
- Fácil de maniobrar en espacios reducidos: ruedas traseras extra altas de 6" para un fácil manejo incluso en rellanos de escaleras y otras áreas confinadas
- Alto nivel de seguridad: el mecanismo de bisagra de bloqueo positivo garantiza que la silla esté bloqueada en su lugar, ya sea en uso o plegada
- Control completo del operador: la manija trasera proporciona una facilidad adicional de manejo
- Seguridad del paciente con dos correas, una en el asiento y otra en el espaldar con un reposapiés.



Disponible 1 unids.
\$ 2.820

CAMILLA AUTOMÁTICA VERSIÓN BAJA CARRERA

Código CA50004 / Marca: Spencer



Disponible 5 unid.
\$ 2800.00

- Camilla solida capaz de reescribir los parámetros de excelencia de la propia categoría.
- Sistema de suspensión en las patas posteriores capaz de amortiguar las vibraciones y el ruido del suelo.
- Giros más precisos.
- Freno de rodamiento y del eje.
- Barnizado con pintura de polvos epoxídicos y de peso muy reducido.
- Peso: 32 kg. y capacidad: 170 kg.

CINTURÓN PÉLVICO CON DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN

Código SJT102 / Marca: SAM Medical



Disponible 7 unids.
\$ 240.00

- Inmovilizador de una sola pieza utilizado para la estabilización de fracturas pélvicas aplicando una fuerza adecuada.
- Único cinturón pélvico circunferencial controlado por fuerza, científicamente demostrado, que reduce y estabiliza en forma segura y efectiva las fracturas del anillo pélvico.
- Controla las hemorragias en áreas inguinales y axilares.
- Posee dispositivos de compresión (TCD) con válvula de seguridad que impide el inflado excesivo, correa extensora para colocar el dispositivo bajo la clavícula.
- Medida extendido: 83,8 cm.

TABLA XT

Código 0108035 / Marca: Ferno

- Tabla liviana de fibra de carbono para una liberación rápida e inmovilización espinal en espacios reducidos y situaciones críticas.
- Para una amplia variedad de pacientes y protocolos incluyendo a pacientes pediátricos, adultos, bariátricos, espacios confinados y mujeres embarazadas.
- Extricación rápida: en menos de 20 segundos.
- Cuatro correas con hebillas codificadas en colores.
- Traslucida 100% a rayos X



Disponible 1 unid.
\$ 935.00

FÉRULAS RIGIDAS CON ALMA FLEXIBLE BLUE SPLINT

Código JM80002A / Marca: Spencer

- Nylon laminado al 100% no absorbente y núcleo central de neopreno prensado.
- Juego de cinco piezas.
- Para poner la férula a su posición natural será suficiente con enderezarla manualmente.
- Son muy ligeras y se pueden sobreponer las unas a las otras, creando una infinidad de configuraciones y soluciones.
- Cierre en velcro para una fácil fijación.
- Parte externa en color azul y color negro al interior.
- Fabricada con una aleación de aluminio templado.
- Para adultos y niños de todas las tallas.



Disponible 21 unids.
\$ 299.00

COLCHÓN DE VACÍO REFORZADO BLUE MATT

Código QM22350A / Marca: Spencer

- Esta fabricado en tejido nylon recubierto de vinilo que le confiere una elevada resistencia a las abrasiones.
- Dimensiones: 2140 x 880 mm.
- Peso: 4,8 kg. Incluye tres cinturones dotados de enganche rápido a mosquetón y bomba.



Disponible 3 unids.
\$ 486.00



\$ 370.00

TABLA ESPINAL BAXSTRAP KIT

Código 982500P / Marca: Laerdal

- Tabla BaXtrap.
- Inmovilizador de Cabeza Speed Block.
- Collarín Adulto.
- Correas tipo araña adulto.

TABLA ESPINAL NAJO LITE

Código 275201108P / Marca: Ferno / Laerdal




\$ 290.00

- Tabla Najo Lite.
- Inmovilizador de Cabeza Speed Block.
- Collarín Adulto.
- Correas tipo araña adulto.

CAMILLA PLEGABLE EN CUATRO SPENCER 122

Código ST00122A / Marca: Spencer



**Disponibles 2 unids.
\$ 225.00**

- Camilla de emergencia plegable en cuatro. Gracias a su reducido volumen se utiliza como camilla de emergencia en condiciones de espacio reducido para almacenaje y transporte.
- Lleva dos cinturones naranjas de enganche automático.
- Peso 6.5kg. Soporta hasta 170 kg.

FÉRULA SAM

Código SP1115 / Marca: SAM Medical

- Estructura de aluminio maleable.
- Forradas en material de espuma reutilizable.
- Al ser doblada sobre si misma con un doblez estructural, la férula se torna rígida y soporta fácilmente, la pierna, el antebrazo o el húmero.
- El revestimiento no se mancha.



**Disponibles 60 unids.
\$ 15.00**

INMOVILIZADOR PÉLVICO SAM SLING

Código 0832061 / 0832062 / Marca: SAM Medical

- Se utiliza en la estabilización de fracturas pélvicas aplicando una fuerza adecuada.
- Su diseño de una pieza es fácil de usar en solo tres pasos básicos.



\$ 199.00

DEFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P

Código SAM350P / Marca: HeartSine

- Diseñado especialmente para ser utilizado en zonas públicas.
- Se puede usar en adultos y niños menores de 8 años o que pesan menos de 25kg.
- Resistente a golpes y vibraciones.
- Tiene clasificación IP56
- Garantía de 8 años
- Tecnología bifásica SCOPE.
- Peso incluida la batería: 1.1 kg.
- Altura de caída: 1 metro.
- Capacidad de memoria: 90 minutos de ECG (divulgación completa) y grabación de evento/ incidente.
- Proporciona señales visuales y auditivas claras para guiar al socorrista desde la colocación de las almohadillas hasta la administración de la descarga, si fuese necesaria.



\$ 1399.00

BOLSA DE HIELO INSTANTÁNEO SPENCER ICE PACK

Código IF0426A / Marca: Spencer



Disponibles 275 unids.
\$ 1.99

- Es un práctico paquete de hielo instantáneo con una bolsa externa de PE o TNT.
- Este forro externo especial evita la formación de condensación, evitando la molesta sensación de mojado.
- Un elemento útil, disponible al momento, seguro y estable, para un inmediato alivio. Mantiene la temperatura a 0° C aproximadamente durante 35 minutos.

PORTA SUERO PARA CAMILLAS NIDO TRACK 5

Código IF01049B / Marca: Spencer



Disponibles 15 unids.
\$ 99.00



Porta suero con sistema de bloqueo, de gran sencillez visual, para camillas nido.

ALMOHADA ANATÓMICA ZEN PARA CAMILLA

Código QM50000A / Marca: Spencer



Disponibles 5 unids.
\$ 35.00

- Óptima estabilidad incluso en hiperextensión.
- Sostiene la nuca y mantiene la cabeza correctamente alineada.
- Se puede lavar.

CINTURÓN LUMBAR

Código DR20060A / Marca: Spencer

Soporte lumbar formado por un cinturón capaz de ofrecer un apoyo a la espalda y al abdomen, facilitando así la posición ideal del cuerpo, limitando la amplitud de movimientos y aliviando de esta manera el esfuerzo sobre la columna vertebral en momentos de movimientos con cargas pesadas.



Disponibles 23 unids.
\$ 50.00

INMOVILIZADOR DE CABEZA ANATÓMICO (CONTOUR)

Marca: Spencer

Código SH00200A

Código SH00201A

- Disponible en color azul y amarillo.
- Asegura una óptima inmovilización de la cabeza en pacientes con traumatismo crónico.
- Impermeable, evita la absorción de líquidos orgánicos.
- Es radio compatible.



\$ 160.00

BOLSA MANUAL DE RESPIRACIÓN REUSABLE

Marca: Spencer



Código BG03027A / Adulto _____ \$ 80.00

Código BG03033B / Pediátrico _____ \$ 80.00

Código BG03051A / Neonatal _____ \$ 80.00

BOLSA TÉRMICA PARA CALENTAR INFUSIONES VENOSAS

Código IF03030A / Marca: Spencer



Disponibles 7 unids.
\$ 399.00

- El uso de la Energy, como sistema activo de calentamiento, está indicado para la prevención y tratamiento de la hipotermia.
- Ligera y funcional, con colores y transparencias.
- Para dos bolsas de 1000 cc.

EXPRIMIDOR DE BOLSAS

Código IF00301A / Marca: Spencer



Disponibles 7 unids.
\$ 70.00

- Es utilizado para bolsas de plasma o soluciones de infusión y permite controlar rigurosamente la presión con un manómetro de mercurio graduado en milímetros.
- Puede contener bolsas de 500 y 1000 cc.

CAMILLA TIPO CANASTA EN ACERO, GAZELLE ESPACIOS CONFINADOS / MODELO ANGULADO

Código 110107 / 110106 / Marca: Ferno



\$ 444.00

- Construcción en estructura de acero de carbono, con soldadura MIG. Marco riel superior y secundario de 19 mm.
- Dos soportes planos de acero al carbono en el fondo de la camilla. Malla de polietileno no que no se oxida y es fácil de reemplazar.
- El modelo de espacio confinado permite acceso a espacios más pequeños y más angostos.

PEZ2 OXÍMETRO DE PULSO

Código T10565 / Marca: Ferno



Disponibles 50 unids.
\$ 72.00

- Pantalla LED para uso diurno y nocturno. Indicador de nivel de batería.
- Área de rango de vacío para niños marcada en azul, en el panel de control.
- Tipo de batería: AAA. Mínimo de 30H. operación normal.

RIÑONERA NARANJA PROFESIONAL

Código Cb033210A / Marca: Spencer



Disponibles 13 unids.
\$ 28.00

- Es una riñonera acolchada antigolpes.
- Fabricada en nylon Cordura Dupont 1000 D.
- Espacio principal acolchado en plastizote.
- Compartimiento principal con cremallera.
- Bolsillo frontal con cremallera.
- Simbología Star of Life.
- Correa de nylon regulable en polipropileno.
- Gancho automático en resina.
- Tirador.

KIT SANITARIO INDIVIDUAL

Código KSI / Marca: Nacional



Disponibles 20 unids.
\$ 20.00

- Botiquín compacto, 4 compartimientos para ser usado en el cinturón y pierna.
- Fabricado en tela huracán impermeable.
- Medidas 20 x 16 x 15 cm.



\$ 5900.00

MODELO 28Z PROFLEX SILLA CAMILLA

Código 0012805 / Marca: Ferno

- Colchón con sello térmico y enganchado a la camilla, ofrece seguridad y un fácil un traslado durante cuidados aeromédico o de ambulancia.
- La construcción en aluminio ofrece resistencia, larga vida de servicio y un mejor manejo de pacientes obesos.

KIT DE ANTIVENENO

Código MX10303C / Marca: Spencer

- Está compuesto por:
- Dos sobres de gasas estériles 20 x 20 cm.
- Una bomba de aspiración.
- Un pañuelo desinfectante.
- Un pañuelo con amoníaco.
- Dos sobres de jabón líquido.
- Una venda elástica de 80 mm.
- Una pinza.
- Un fija-venda.
- Dimensiones: 135 x 50 x 210 mm.
- Peso: 200 g.

**Disponibles 5 unids.
\$ 26.00**



JACOB PANTALÓN ANTISHOK ADULTO

Código AK01000A / Marca: Spencer

- Dimensiones adulto: 1190 x 520 mm.
- Peso adulto: 5 Kg.
- Pantalón neumático antishock Jacob ha sido fabricado para permitir a los socorristas una rápida y fácil aplicación sobre pacientes que presentan shock hipotérmico.

\$ 630.00



BOLSA PARA CADÁVER

Código BC-01 / Marca: Nacional

- Elaborada en polietileno de baja densidad.
- Cremallera central a lo largo del saco.
- Refuerzos en extremos para mayor resistencia.
- Impermeable.
- Lavable.



**Disponibles 7 unids.
\$ 55.00**

MATCH 3 TIJERAS MULTIUSO

Código GD02065C / Marca: Spencer

- Gran versatilidad de uso para unas excelentes prestaciones en operaciones de extricación y corte.
- El empleo de acero especiales y una experimentada técnica constructiva artesanal garantizan durabilidad y precisión de corte.



**Disponibles 9 unids.
\$ 52.00**

FICHAS DE TRIAGE TRI TAG PAQ. 25

Código TT02010B / Marca: Spencer

Las fichas triage tri tag han sido ideadas para satisfacer las exigencias de los operadores que tienen que monitorizar un elemento número de heridos con diferentes tratamientos sanitarios.



**Disponibles 13 unids.
\$ 43.00**