



SIMULACIÓN / EQUIPOS MÉDICOS



OFERTAS





INTRODUCCIÓN

Contamos con 10 años de experiencia en el área de la Simulación Médica y con esfuerzo, dedicación y sacrificio tenemos el 90% del mercado de las Facultades de Medicina y estamos trabajando para llegar al mismo porcentaje en las Escuelas de Enfermería de las distintas Universidades del país. Contamos con una Clínica Privada en Simulación, donde nuestros clientes pueden ver los equipos antes de llevar a cabo su inversión.

Para que su adquisición perdure a largo plazo, contamos con un Servicio Técnico especializado en todos nuestros productos. Nuestros técnicos cuentan con certificaciones internacionales, lo que ha permitido no solo apoyar a nuestros clientes a nivel nacional, sino también el brindar soporte a otros técnicos en los países de Latinoamérica.

Esta experticia adquirida a través de los años, nos ha permitido realizar cursos de instructores en Simulación médica con médicos especialistas invitados del exterior. Además, realizamos la mayor exposición de Simulación en la XIX Conferencia Panamericana de Educación Médica realizada en Quito durante los días 30, 31 de Julio y 01 de Agosto, contando con un stand de 100 metros cuadrados.

Además, hemos realizado libros de simulación, donde hemos contando con la participación de médicos conocidos mundialmente donde han compartido sus experiencias en la Simulación Médica.

Representamos las mejores marcas en Simulación del mundo como son Laerdal Medical, SynDaver, Surgical Science, Limbs & Things, 3B Scientific, entre otras.

Como compromiso con la Salud Médica, hemos llevado a cabo Capacitaciones y Servicios Técnicos gratuitos para la sub acreditación de algunas Universidades del país. Nos orgullece en compartir que nuestros primeros Simuladores adquiridos hace 10 años siguen operativos y en perfectas condiciones.

Promedent Cía. Ltda. con todos estos antecedentes, pone a disposición de todos ustedes nuestro clientes nuestro **Catálogo de Promociones en Simuladores y Equipos Médicos.**

RESUSCI ANNE CON REGISTRO LAERDAL

Código 31002501

Maniquí adulto para capacitación en RCP permite informes impresos de la calidad de las ventilaciones y compresiones.

Beneficios del producto:

- Anatómicamente realista, permite aprender cómo tratar a una víctima real y aporta calidad a la práctica.
- El uso de la caja de señales aumenta la motivación del alumno ofreciendo un Feedback en tiempo real de la práctica de la RCP.

Características del producto:

- Obstrucción natural de vía aérea.
- Necesario el hiperextensión de la cabeza, o tracción de la mandíbula para abrir vía aérea.
- Resistencia realista para las compresiones del pecho.
- Pulso carotideo simulado.



Disponible 1 Unidad
\$ 1500.00

INFANT IV TRAINING LEG LAERDAL

Código 365-00101

Pierna inferior izquierda IV, con venipunción posible en los sitios del maléolo medial y lateral y simulación de talón. La sangre simulada se puede utilizar para flashback realista.



Disponible 1 Unidad
\$ 196.00

PIERNA INTRAÓSEA BEBE

Código 365-00201

- Tibia simulada con marcas anatómicas en maléolo medio, y tuberosidad tibial.
- Reflujo realista de fluidos.



Disponible 1 Unidad
\$ 211.00

MINI ANNE PLUS LAERDAL

Código 106-00350

Es una solución con una excelente relación calidad-precio para una formación de calidad en RCP utilizando maniqués reutilizables de larga duración. La nueva e innovadora bolsa de inflado ofrece un método de inflado sencillo e higiénico. Incluye todo lo necesario para poner en marcha su programa en una cómoda bolsa de transporte.



Disponible 27 Unidad
\$ 59.00

SIMULADOR DE PARTO MAMANATALIE PIEL CLARA LAERDAL

Código 340-00333



MamaNatalie viene con el simulador de recién nacido NeoNatalie con tono de piel clara. Capacitación realista en el control de la hemorragia posparto.

Sonidos cardíacos fetales.

Alumbramiento de placenta (completa o parcial).

Posiciones del bebé en el canal de parto.

Firmeza uterina.

Intensidad del sangrado y volumen de pérdida de sangre.

MamaNatalie tiene características únicas para la capacitación en comunicación y entrenamiento en el control de la hemorragia posparto, la causa número uno de muerte materna durante el parto.

Disponible 3 Unidades

\$ 914.00

FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL THOMAS LAERDAL

Código 600-10000



\$ 5.70 C/U

Permite fijar el tubo endotraqueal impidiendo que se mueva, salga, etc.

El fijador de Thomas es de aplicación muy sencilla. Además, estandariza el proceso, ya que la fijación no depende de la mayor o menor habilidad para atar con una venda.

Adulto / 650 Unidades.

Pediátrico / 100 Unidades.

ENTRENADOR DE PELVIS MASCULINA AVANZADA LIMBS&THINGS

Código 60951



Disponible 1 Unidad

\$ 3411.00

Anatomía del producto:

Abdomen, pelvis y genitales

Genitales incluyen:

- Pene- circuncidado y no circuncidado.
- Testículos que contienen escroto con epidídimo y conducto deferente.

Patologías:

- Tumor testicular y cáncer de pene.
- Quiste epididimal.
- Varicocele.
- Orquitis / epidídimo-orquitis.
- Hidrocele.
- Hernia inguinal indirecta.

ENTRENADOR PELVICO FEMENINO QUIRURGICO LIMBS&THINGS

Código 60251

Permite el entrenamiento en técnicas y procedimientos quirúrgicos ginecológicos laparoscópicos. El componente del útero puede ser fácilmente removido y reemplazado después del uso.

Habilidades obtenidas:

- Salpingectomía.
- Salpingostomía.
- Miomectomía.
- Cistectomía.
- Histerectomía.
- Ooforectomía.
- Disección y localización de los uréteres.
- Inserción y uso de manipulador uterino.
- Identificación de puntos de referencia anatómicos.



Disponible 1 Unidad

\$ 1149.00

ENTRENADOR DE CATETERISMO Y ENEMA LIMBS&THINGS

Código 60150

Facilita la enseñanza de cateterismo uretral y supra-pubiano. Tiene anatomía masculina y femenina intercambiable. La sensación del catéter que pasa a lo largo de la uretra dentro de la vejiga corresponde estrechamente al procedimiento real.

- Acepta catéteres de 14-16 francés (masculino) y 12-16 francés (femenino).
- Gestión de fluidos.
- Retirada del catéter.



Disponible 1 Unidad

\$ 1329.00

Anatomía del producto:

- Anatomía masculina: meato realista, pene flácido y prepucio reemplazable.
- Anatomía femenina: labios con meato uretral real y abertura vaginal.

BSS DAY 2 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Código 50071

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la práctica de una serie de técnicas fundamentales de manipulación de tejidos.

Habilidades obtenidas:

Cierre abdominal e inserción de drenaje: abra la pared abdominal, inserte el drenaje y asegure, cierre la pared abdominal con el nudo de Aberdeen. Manejo de tejido fino: ejercicio de parche de vena. Manejo de heridas: drenaje de abscesos, desbridamiento de heridas traumáticas.



Disponible 3 Unidades

\$ 169.00

ENTRENADOR DE PELVIS FEMENINA AVANZADO LIMBS&THINGS

Código 60905



Disponible 1 Unidad
\$ 3106.00

Permite el reconocimiento de la anatomía perineal y pélvica incluyendo puntos óseos.
Examen vaginal digital.
Examen bi-manual.
Procedimiento de frotis cervical (incluyendo el uso de espéculo).
Examen rectal digital.

Anatomía del producto:

- Abdomen, pelvis y genitales.
- Vagina, cuello uterino, ano e intestino delgado.
- Módulos uterinos intercambiables con diferentes complicaciones.

BSS DAY 1 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Código 50070



Disponible 1 Unidad
\$ 205.00

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la práctica de técnicas de manipulación de tejidos.

Habilidades obtenidas:

- Nudo-atado: nudo de un solo cabo, lazo del instrumento, nudo del cirujano, atado en profundidad.
- Técnicas de sutura: mantenimiento / manipulación de agujas, interrumpido, simple y colchón, continuo, subcuticular.

- Lesiones cutáneas y técnicas LA: extirpación de una lesión cutánea, quiste sebáceo.
- Hemostasia: lazo de clip, lazo de continuidad, transfixión de pedículo.

ENTRENADOR DE EXAMINACIÓN RECTAL MK 2 LIMBS&THINGS

Código 60120



Disponible 1 Unidad
\$ 1306.00

Modelo de examen rectal es una representación realista de las nalgas, el ano y el recto permitiendo la práctica de las habilidades diagnósticas asociadas con el examen rectal.

Habilidades obtenidas:

- Examen digital de la próstata.
- Examen rectal digital.
- Inserción y uso del proctoscopio.
- Anatomía del producto: Nalgas, ano y recto.
- Dos perímetros intercambiables: Normal para el

examen de la próstata, Patología con pólipo y carcinoma.

- Cinco prótesis intercambiables: Normal, Bilateral benigno, Unilateral benigno, Carcinoma bilateral, Carcinoma unilateral.

PROMPT – STANDARD LIMBS&THINGS

Código 80100



Disponible 1 Unidad
\$ 6357.00

Con anatomía mejorada, durabilidad y funcionalidad Prompt Standard tiene un diseño modular que permite numerosos escenarios de entrenamiento de parto. Utilizado para entrenamiento independiente o integrado en la simulación híbrida, es una solución de entrenamiento ideal para todas las habilidades relacionadas a entregas de rutina y difíciles.

Habilidades de la pelvis:

- Parto occipito anterior.
- Parto occipito posterior.
- Nalgas.
- Distocia de Hombros.

PROMPT FLEX - WIRELESS FORCE MONITORING LIMBS&THINGS

Código 80105 - 80101



Disponible 1 Unidad
\$ 6031.00

Incluye un sistema Bluetooth y tecnología Force Monitoring (Monitoreo de Fuerza) para el entrenamiento de escenarios.

El monitoreo de fuerza es la tracción simulada del paciente aplicado a la cabeza del bebé se puede registrar durante un simulacro los diferentes tipos de parto, con la fuerza aplicada representada visualmente en una Tablet.

La función de entrenamiento de escenarios permite monitorear y registrar las acciones tomadas durante el parto (tiempo de contracciones, solicita ayuda), incluidas las intervenciones realizadas y el momento de dar a luz al bebé. Los archivos PDF descargables crean un registro de las acciones del aprendiz y permiten un informe real después del escenario. Incluye software de Monitoreo de Fuerza, y módulo de Postparto para sangrado y atonía uterina.

Este módulo es un complemento para el simulador de parto PROMPT FLEX LIMBS&THINGS

Permite la formación en el manejo de la hemorragia post-parto, simulación realista de un útero atónico.

Habilidades obtenidas:

- Manejo de la hemorragia postparto.
- Masaje Fundamental.
- Compresión bimanual.
- Inserción y manejo de balón hemostático.
- Inyección intramuscular.
- Estimación de la pérdida de sangre.
- Habilidades de comunicación con la madre cuando se usa con el paciente simulado.





Disponible 1 Unidad
\$ 812.00

KNEE FOR ASPIRATION MK 2 LIMBS & THINGS

Código 70020

Modelo que se utiliza para el entrenamiento en la técnica de aspiración de líquido sinovial. Precisión de la anatomía palpable con marcas óseas, músculo y piel. Se suministra con un marcador sin rastro (tinta no permanente que se desvanece rápidamente) para ilustrar los puntos de referencia subyacentes.

ABDOMINAL EXAMINATION TRAINER LIMBS & THINGS

Código 60000

Torso masculino adulto anatómicamente preciso, para enseñar y practicar la palpación, auscultación y elementos de percusión de abdominales o gastrointestinales (GI) examen.

Habilidades que permite el torso:

- Familiaridad con las regiones abdominales y anatomía subyacente.
- Práctica en palpación abdominal, auscultación y percusión.
- Capacidad para diferenciar la patología normal de la anormal.
- Identificación de la ascitis, específicamente de la opacidad cambiante.
- Identificación de distensión gaseosa y obstrucción intestinal.



Disponible 1 Unidad
\$ 8997.00

Características del Abdomen:

- Los puntos de referencia óseos incluyen costillas, margen costal, xifoides, cresta del pubis y espinas ilíacas anterosuperiores.
- 3 Hígados: ligeramente agrandados, ampliados con borde liso y agrandados con borde irregular.
- 2 Bazos: ligeramente agrandados.
- 2 riñones agrandados.
- Vejiga distendida.
- 2 Aortas: normal y aneurismático.
- Conjunto de 6 patologías abdominales que incluyen:
4 masas lisas y 2 masas duras irregulares.
- Juego de Distensión que incluye bolsa de ascitis, bolsa de distensión.
- Representación simplificada de la parte inferior de la columna torácica y lumbar.

KEELE & STAFFS EPISIOTOMY REPAIR TRAINER LIMBS & THINGS

Código 60450

Un sistema de entrenamiento de 3 etapas para enseñar episiotomía, técnicas de sutura perineal y reparación de la episiotomía y lágrimas de segundo grado.

KNOT TYING TRAINER LIMBS & THINGS

Código 50050

Un entrenador integral para enseñar todo el nudo quirúrgico técnicas de vinculación.

EL SISTEMA DIGESTIVO, DE 3 PIEZAS 3B

Código K21

Modelo en tamaño natural que muestra todo el sistema digestivo en relieve gráfico.

Características:

- Nariz.
- Cavidad bucal y faringe.
- Esófago.
- Tracto gastro-intestinal.
- Hígado con vesícula biliar.
- Páncreas.
- Bazo.

BRAZO 3B PARA CHESTER CHEST 3B

Código W46507-1

Permite el cosido de un acceso periférico implantado y la unión a un depósito de "sangre". Por encima del acceso implantado se coloca un colgajo de tejido para el entrenamiento realista de palpación y punción.



Disponible 1 Unidad
\$ 589.00



Disponible 1 Unidad
\$ 181.00



Disponible 3 Unidades
\$ 232.00



Disponible 2 Unidades
\$ 355.00

SISTEMA URINARIO DE SEXO DUAL, EN 6 PIEZAS 3B Código K32



Disponible 1 Unidad
\$ 611.00

Este modelo todo en uno presenta:

- Estructuras de la cavidad retroperitoneal.
- Pelvis grande y pequeña con huesos y músculos.
- Vena cava inferior.
- Aorta con sus ramificaciones y conductos iliacos.
- Tracto urinario superior.
- Recto.
- Riñón con glándula adrenal.

La mitad del riñón derecho es desmontable. Con un inserto masculino fácil de desmontar (vejiga y próstata, mitad frontal y posterior) e inserto femenino (vejiga, útero y ovarios, 2 mitades laterales).

ESTADÍOS DE LA FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EMBRIÓN 3B Código L01



Disponible 1 Unidad
\$ 269.00

El modelo ilustra esquemáticamente la maduración del óvulo, la ovulación, la fecundación y cómo el óvulo fecundado se desarrolla desde la integración por sí mismo en la pared de la matriz hasta el comienzo del crecimiento como embrión. Los estadios de desarrollo se encuentran, por una parte, como representación ampliada, en el ovario, la trompa y el útero y, por otra parte, en otra representación gráfica también ampliada que se encuentra sobre la base del modelo. Se suministra con la base.

* Orquitis / epidídimo-orquitis.

ENTRENADOR AVANZADO DE VENOPUNCIÓN DE CUATRO VENAS 3B Código W46513



Disponible 1 Unidad
\$ 297.00

Entrenador de venopunción mejorado presenta las cuatro venas azules difíciles de canalizar en tres medidas diferentes, con la cuarta vena a mayor profundidad, y todas ellas dentro del tejido.

Cuando el catéter IV accede a la vena la sangre artificial confirma la correcta colocación de la aguja. Puede realizar una inserción de vía intravenosa.

TORSO MODELO ANATÓMICO ESTANDAR SIN SEXO 10 PARTES 3B Código B09/1



Disponible 1 Unidad
\$ 351.00

Contiene el interior de los órganos internos, a su vez separable en partes, de esta manera es posible estudiar la anatomía humana detallada.

También se puede utilizar para proporcionar explicaciones a los pacientes.

Fidelidad de detalles, pintado a mano.

En el material sintético de alta calidad.

- 2 pulmones.
- Corazón 2-parte.
- Estómago.
- Hígado con vesícula biliar.
- Intestino en 2 partes.
- Media anterior del riñón.

SIMULADOR DE INYECCIONES INTRAMUSCULARES 3B Código P55-1

Tiene todos los puntos anatómicos de palpación importantes tales como el acromion y el húmero.

Permite la colocación de una inyección intramuscular correcta.

Electrónica de precisión integrada que da una realimentación audiovisual del resultado, por ejemplo, inyección correcta o incorrecta, así como contacto con el hueso o localización errónea.

Hay modos de entrenamiento y control adicionales que proporcionan bajo condiciones de aprendizaje un control de resultados inmediato.



Disponible 3 Unidades
\$ 1248.00

MODELO DE CUIDADOS ESTOMATOLÓGICOS Código SB23501U



Disponible 1 Unidad
\$ 388.00

Este modelo contiene cuatro estomas que se pueden lubricar y dilatar introduciendo un dedo.

Se puede lavar, encintar, vendar o llenar con bolsas estomatológicas.

SIMULADOR DE CUIDADOS AVANZADOS NEONATO SUSIE® Y SIMON 3B Código W45055



Disponible 1 Unidad
\$ 693.00

Este maniquí simula un recién nacido de 0-8 semanas de edad con brazos y piernas giratorios. Permite practicar los procesos de cuidados pediátricos básicos y avanzados, como son:

- Baños y vendajes.
- Alimentación por sonda y succión gástrica (lengua móvil).
- Practicar la punción de talón y de dedos.
- Inyección intramuscular (muslo superior).
- Cateterismo de hombre y de mujer.
- Administración de un enema.

Suministro con camiseta, pañal y bolsa de transporte.

- Piel del rostro suave y flexible.
- Pelo moldeable.
- Ojos realistas.
- Ejercicios nasogástricos para mostrar la sonda de alimentación y la succión gástrica.
- Canal auditivo simulado.
- Brazos y piernas blandos que rotan desde el torso para una sensación y postura realistas.
- Manos, pies y dedos blandos.
- Técnicas de punción en el dedo y el talón.
- Piel corporal superior suave sobre torso de tacto realista.
- Actividades de lavado y vendaje.
- Inyección intramuscular en la parte alta del muslo.
- Órganos genitales intercambiables.
- Conducto uretral y vejiga.
- Cateterismo masculino y femenino.
- Administración de enema.

BRAZO PARA PRÁCTICA DE SUTURA NASCO Código W44003



Disponible 3 Unidades
\$ 213.00

- Proporciona una práctica de sutura realista.
- Textura realista de la piel con arrugas y huellas dactilares visibles.
- Viene con tres "heridas".
- Estas "heridas" pueden ser suturadas varias veces.
- Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse varias veces.

MANO PARA PRACTICAR IV 3B Código W44600



Disponible 1 Unidad
\$ 375.00

- Venas palpables y deslizables.
- Idóneo para extracción de sangre y para perfusión de líquidos.
- Se suministra con base y sangre artificial.

MANIQUÍ PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE INFANTE 3B Código W45062

Simula un infante de un año de edad con brazos y piernas giratorias (codos y rodillas articulados) y cabeza articulada. Permite practicar los procesos de cuidados pediátricos básicos y avanzados, como son:

- Vendajes.
- Prácticas oftálmicas.
- Higiene oral y dental (maxilar articulado con dientes y lengua).
- Alimentación por sonda y succión gástrica.
- Inyección intramuscular (muslos superiores).
- Cuidados de traqueotomía.
- Cateterismo de hombre y de mujer.
- Administración de un enema.

Suministro con camiseta, pantalón corto, tirante de cuello y bolsa de transporte.



Disponible 2 Unidades
\$ 595.00

ENTRENADOR IV NASCO Código W44660

Este entrenador IV se une fácilmente al brazo de una persona para que el estudiante pueda practicar técnicas de punción venosa, incluyendo el posicionamiento adecuado en un brazo real, sin los riesgos asociados con la perforación de tejido vivo. Incluye las tres venas principales utilizadas en flebotomía- cefálica, basílica y cubital mediana, todas en posición anatómica correcta. Un vaso arterial está presente en el entrenador para simulación de gases sanguíneos arteriales, y también puede utilizarse como una herramienta para mostrar cómo corregir la punción a través de una vena en una arteria.



Disponible 3 Unidades
\$ 63.00

EPISIOTOMÍA Y KIT DE ENTRENAMIENTO LACERACIÓN PERINEAL NASCO

Código LF01044



Disponible 2 Unidades
\$ 214.00

El simulador ayuda a dominar las técnicas necesarias para reparar las lesiones más comunes de un parto, haciendo su propia incisión en la almohadilla suave y realista, los estudiantes y los instructores pueden crear una episiotomía tradicional o casi cualquier tipo de laceraciones del primer al cuarto grado.

En el interior del tejido se encuentran estructuras discretas que representan el músculo bulbo cavernoso, el músculo perineal transverso y el esfínter anal externo, estos músculos se pueden cortar y reparar individualmente como lo harían en un paciente real.

El tejido simulado permanecerá resistente a través de muchas sesiones de entrenamiento. Permite el desarrollo de habilidades en el manejo de instrumentos, cantidad de tensión en las suturas y diferentes métodos de atar nudos.

Un soporte ajustable mantiene la almohadilla y la base moldeada en cualquier ángulo. Incluye almohadilla blanda con base moldeada, soporte ajustable, instrumentos de disección en un estuche plegable, una sutura con aguja curvada y una funda de transporte suave. Pads de repuesto disponibles. Se recomienda que sólo se haga una incisión a través del área muscular de cada almohadilla.

SIMULADOR DE INFUSIÓN INTRAÓSEA NASCO

Código LF01108



Disponible 1 Unidad
\$ 335.00

Simulador de infusión intraósea, es una ayuda de entrenamiento dramática y emocionante diseñada para demostrar y simular el procedimiento de infusión intraósea. Los estudiantes podrán aprender y practicar, con una precisión y un realismo increíbles. Los programas de PALS encontrarán esta ayuda de enseñanza una alternativa conveniente y sanitaria.

Huesos y pieles de reemplazo que prolongan la vida del simulador indefinidamente. Utilice una aguja de calibre 15 durante la simulación. Los huesos utilizados en el modelo han sido diseñados con cuatro lados, teniendo cada lado la capacidad de ser pinchados varias veces. Además, tres marcas palpables, incluyendo la rótula, la tibia y la tuberosidad tibial se

localizan en ambas piernas. Ambas piernas también han sido diseñadas para que la aspiración sea posible.

El Simulator representa un bebé de seis meses de edad. Se incluyen con el simulador 10 insertos de hueso reemplazables, dos juegos de pieles de reemplazo, dos toallitas blancas, jeringa con tubo, polvo de sangre, cera selladora, 1/2 oz. Lubricante líquido, botella de mezcla, aguja y estuche de transporte duro.

SIMULADOR RECONOCIMIENTO OTOLÓGICO 3B

Código W44122

Este simulador permite practicar el reconocimiento otológico. Consiste de una cabeza con 6 orejas recambiables de material elástico y estructuras internas y externas fieles al natural. Las impresiones en color incluidas en cinco de las seis orejas permite realizar la diagnosis de diferentes patologías. La oreja sin impresión de color incluida sirve para practicar la eliminación del cerumen. Suministro con 2 tubitos de cerumen artificial, nueve diapositivas de 35 mm (5 diagnósticos como se describe a continuación y 4 diagnósticos del set de complementación W44123) y un maletín de transporte. La dotación del suministro no comprende ningún otoscopio.



Disponible 1 Unidad
\$ 770.00

CRÁNEO CLÁSICO CON CEREBRO, 8 PARTES 3B

Código A20/9

El encéfalo dividido por la mitad (C18) tiene una forma anatómica igual al original. Su mitad izquierda es desmontable en:

- Lóbulos frontales y parietales.
- Lóbulos temporales y occipitales.
- Tronco encefálico.
- Cerebelo.
- Reproducción muy exacta del cráneo humano.
- Fabricado y terminado manualmente con un material resistente e irrompible.
- Representación muy exacta de surcos, orificios, apófisis, suturas y otros.
- Desmontable en Bóveda del cráneo, Base del cráneo y Mandíbula.



Disponible 1 Unidad
\$ 243.00

SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRADERMICA TELLYES

Código NUS0300016ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 120.00

Hay ocho posiciones para la inyección intradérmica.

MODELO DE VISUALIZACIÓN DE INCISIÓN VULVA TELLYES

Código OBS0300003ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 215.00

Demostración de incisiones de episiotomía y práctica de suturas por incisión.

Características:

- Práctica de la incisión y sutura de episiotomía con los modelos de vulva.
- Se simula la episiotomía mediana, la episiotomía izquierda-lateral y la episiotomía derecha-lateral.
- Material suave y duradero para proporcionar experiencias reales a los estudiantes.

BABY STAP TELLYES

Código PES0300010ADC



Disponible 2 Unidades
\$ 298.00

Simulador Neonato para la práctica de punción lumbar, con flujo de líquido cerebro espinal.

- El simulador representa un bebé recién nacido posicionado en decúbito lateral para la práctica de punción lumbar.
- Columna con detalles anatómicos correctos, sitio de punción palpable para ubicación correcta de médula espinal.
- Permite la infusión de líquidos.

Componentes:

- Simulador bebé Punción Lumbar.
- Jeringa de 5 ml.
- Bolsa administración de líquido.

BRAZO DE SIMULADOR DE SUTURA TELLYES

Código SUS0300028ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 225.00

Proporciona una experiencia de sutura realista para el estudiante e instructor. Textura de la piel realista con arrugas, poros y huellas visibles, suave y flexible para facilitar la sutura, piel suficientemente fuerte para no se rompa cuando se aprieta; "Heridas" se pueden cortar, para practicar la incisión, sutura, anudado, cortando, puntos remoción y vendajes; revelan músculo rojo realista después de la incisión; Más de cien cortes se pueden hacer en el modelo y cada corte puede ser suturado varias veces.

Accesorios:

- Brazo de entrenamiento Sutura.
- 1 kit Instrumentos.

MODELO DE ENTRENAMIENTO EXAMEN DE LESIONES RETINIANAS TELLYES

Código OPS0300001ADC

Un conjunto de trece transparencias intercambiables incluye:

- Retina normal.
- Degeneración macular senil y drusen.
- Oclusión de la vena central de la retina.
- Retinopatía hipertensiva.
- Papiledema.
- Cubierta del disco.
- Atrofia óptica.
- Retinopatía diabética de fondo leve.
- Antecedentes retinopatía diabética.
- Retinopatía diabética pre-proliferativa (1).
- Retinopatía diabética pre-proliferativa (2).
- Retinopatía diabética proliferativa.
- Retinopatía diabética.

Permite la práctica del examen de los ojos, con énfasis en la retinopatía diabética. Identifica las enfermedades de la retina, que se muestran en un conjunto de trece diapositivas intercambiables, diseñado para permitir el examen de las retinas y de los ojos, se pueden establecer varios casos para los alumnos mediante combinaciones de elección de diapositivas, profundidad y diámetro de la pupila.



Disponible 1 Unidad
\$ 820.00

SIMULADOR DE INYECCION ESPINAL TELLYES

Código INS0300003ADC

Permite la demostración y la práctica de todas las inyecciones espinales. Incluye: punción lumbar y anestesia como analgesia epidural, analgesia caudal y analgesia espinal.

Características:

- Simular una madera adulta desde la primera vértebra de hasta las vértebras sacras.
- Montado sobre una base. Se puede colocar fácilmente en posición lateral y sentada.
- Estructura anatómica realista y obvia: completa la vértebra vertebral lumbosacra, la piel y el tejido subcutáneo, el ligamento interespinoso, el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, la médula espinal.
- Practicar anestesia epidural, anestesia lumbar, anestesia caudal, anestesia en silla de montar, bloqueo simpático y punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo.
- Se sentirá bloqueado al insertar las agujas correctamente.
- Las primeras vértebras lumbares son visibles para permitir la observación de la estructura interna; la segunda a la quinta vértebra lumbar son parte funcional con punto de referencia obvio y fácil de confirmar la ubicación.



Disponible 1 Unidad
\$ 1208.00


PIERNA DE PRÁCTICA DE SUTURA TELLYES

Código SUS0300016ADC

Pierna de práctica de sutura proporciona una experiencia única.

Características:

- Textura realista de la piel con arrugas y poros.
- Las capas de la estructura son claras para ver la piel, los tejidos subcutáneos y tejidos musculares.
- Las "heridas" se pueden cortar, para practicar la incisión, la sutura, el nudo, el corte, la retirada de los puntos y el vendaje.
- Después de la incisión, se exponen los músculos rojos reales.
- Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse varias veces.
- Se suministra un juego de instrumental.



Disponible 4 Unidades
\$ 225.00

TRUNK TRAINING MODEL TELLYES

Código OBI030006ADC

Modelo de entrenamiento del tronco, permite el entrenamiento en las siguientes tareas:

- Práctica de acceso IV yugular externa, interna, subclavia y venas femorales.
- Bomba manual que permite al usuario crear un pulso palpable en las arterias.
- Venas yugular y femoral que utilizan la sangre simulada permitiendo una práctica real.
- Almohadillas de punción reemplazable.

El simulador incluye:

- 1 Modelo de torso de entrenamiento.
- 1 Venas de Repuesto.
- 2 almohadillas cervicales e inguinales.
- 1 jeringa de 2 ml.
- Bomba manual de pulso.



Disponible 1 Unidad
\$ 499.00

MODELO INSERCIÓN DE DIU III TELLYES

Código GYS0300008ADC

Modo de inserción del DIU, demostración y práctica de inserción, colocación y remoción del DIU.

Características:

- Útero normal, oviducto y cuello uterino.
- Demostración de la anatomía femenina del útero.



Disponible 2 Unidades
\$ 50.00

SIMULADOR DE ÓRGANO FEMENINO PÉLVICO I TELLYES

Código GYS0300006ADC

Este entrenador permite la demostración y la práctica de la inserción, colocación y extracción del DIU. Este modelo anatómicamente preciso representa parte del teros, ovarios, oviducto, cuello uterino y vagina.

Practique la colocación y extracción del DIU con este simulador. El útero está cubierto por una cubierta de plástico transparente para permitir una fácil visualización de la inserción y colocación del DIU.

Se puede insertar cualquier tamaño de dispositivo anticonceptivo para entrenamiento y observación.



Disponible 2 Unidades
\$ 50.00

MODELO DE CATETERISMO FEMENINO TRANSPARENTE TELLYES

Código NUS0300027ADC

Permite realizar un cateterismo mientras se observa lo que ocurre internamente. Le permite observar como penetra el catéter de balón, el flujo de la orina y la posición relativa de la pelvis y vejiga a través del hipogastrio transparente. Los genitales externos se han fabricado en un material extra suave simulando el tejido real. Viene con un irrigador, con un soporte de irrigador y con un maletín.



Disponible 1 Unidad
\$ 757.00

CABEZA DE BEBE PUNCION IV TELLYES

Código PES0300006ADC

Permite la práctica de punción y transfusión en las venas de la cabeza del bebé

- La reproducción realista de la cabeza del bebé de seis meses con toda la cabeza y estructuras del cuello, suave y flexible.
- Reproducción natural de la vascularización del cuero cabelludo completo. La cabeza del bebé se confecciona de material blando a través del cual se puede ver la distribución de la vascularización claramente.
- La sangre artificial fluye cuando la inserción es correcta.



Disponible 4 Unidades
\$ 322.00

ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO PUNCIÓN VENOSA TELLYES

Código NUS0300012ADC



Disponible 2 Unidades
\$ 60.00

Ideal para el entrenamiento en punción venosa. Los alumnos pueden encontrar las 2 venas bajo la almohadilla de tejido blando la cual también permite la práctica de las técnicas de inyección intradérmica, subcutánea e intramuscular. Sangre simulada permite ser inyectada en los vasos dando mayor realismo a la práctica.

- Permite la práctica de punción venosa e inyección en el antebrazo. Los vasos sanguíneos bajo la piel se pueden palpar. Y el reflujo confirma la aguja está en posición correcta.
- Este simulador permite fijarse al brazo del alumno.

MODELO DE SANGRADO NASAL TELLYES

Código ENS0300002ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 988.00

Funciones en detalle:

- Simula la cabeza de un adulto.
- Estructura anatómica precisa, con cavidad y tabique nasal.
- Simula varios tipos de sangrado nasal, incluyendo síndrome de sangrado grave, destinado a capacitar la capacidad clínica para hacer frente a emergencias.
- Permite controlar la velocidad de sangrado.
- Capaz de demostrar la situación de hemorragia en 5 puntos. La hemostasia también se realiza.
- Una vez que la práctica de la hemostasia es correcta, la luz indicadora brillará.

MODELO DE INFUSIÓN INTRAÓSEA NEONATAL TELLYES

Código PES0300021ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 510.00

Una ayuda en el entrenamiento para demostrar y simular el procedimiento de infusión intraósea.

Características:

- Reproducción del torso inferior y extremidades de un bebé de seis meses.
- Pueden pincharse ambas piernas. El "pop" discernible se sentirá y la médula artificial fluirá cuando la punción es correcta.
- Piel y huesos reemplazables.

SIMULADOR DE CUIDADO TRAQUEAL Y SONDA NASOGÁSTRICA TELLYES

Código NUS0300034ADC

Torso adulto diseñado para sondaje nasogástrico y cuidado traqueal.

- La piel del pecho puede ser abierta para ver estructuras anatómicas.
- El estómago es transparente conveniente para enseñar los procedimientos de cuidado y también puede ser usado para evaluar a los estudiantes.
- Pulso carotídeo simulado.
- Estructura anatómica: con dientes, lengua, úvula, glotis, epiglotis, garganta.
- Otras estructuras anatómicas: pulmones, esófago, hígado, páncreas, intestino delgado.



Disponible 1 Unidad
\$ 1020.00

SIMULADOR DE CATETERISMO VENOSO CENTRAL TELLYES

Código NUS0300061ADC

Permite formar a los residentes y al personal en las técnicas necesarias para llevar a cabo un cateterismo venoso central. Todas las referencias necesarias son palpables para una identificación de los puntos de inserción. La piel sintética puede quitarse en el hombro, quedando al descubierto la musculatura seccionada y la localización de las venas, arterias y otras referencias.

Si la piel está colocada en su sitio, usted puede insertar la aguja con ayuda de una aguja introductoria. La sensación táctil es extremadamente realista. Se ha conectado sangre artificial de modo que la correcta posición de la aguja queda confirmada por la salida de sangre, como en la realidad. Una vez que la aguja se ha insertado correctamente, puede utilizarse un catéter de Swan-Ganz.



Disponible 1 Unidad
\$ 1830.00

La piel y las venas permiten múltiples punciones. También se puede practicar el cuidado de la punción una vez realizada y la correcta administración de fluidos por vía parenteral. Practique la medición de la presión venosa central. También se pueden practicar técnicas de vendaje sin temer que se produzcan infecciones u otros daños al paciente. Practique la administración de grandes cantidades de líquidos en el traumatismo. Inyecte de manera rápida tal y como se requiere en los procedimientos de soporte vital cardíaco. Incluye bolsas de suministro de líquidos, piel de recambio, selladora para los tubos, agujas.

MODELO DE CATETERIZACIÓN MASCULINO TRANSPARENTE TELLYES

Código NUS0300026ADC



Disponible 2 Unidades
\$ 757.00

Permite realizar un cateterismo mientras se observa lo que ocurre internamente. Le permite observar como penetra el catéter de balón, el flujo de la orina y la posición relativa de la pelvis y vejiga a través del hipogastrio transparente. Los genitales externos se han fabricado en un material extra suave simulando el tejido real. Viene con un irrigador, con un soporte de irrigador y con un maletín.

SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMAS PARA COLGAR TELLYES

Código SUS0300012ADC



Disponible 2 Unidades
\$ 398.00

Diseño usable hace que sea mejor para entrenar y practicar el autoexamen de mama. Los tumores benignos y malignos en diferentes etapas: tumores benignos en el lado derecho, tumores malignos en el lado izquierdo; metástasis en los ganglios linfáticos, el pezón umbilicate.

MODELO MANIOBRA DE LEOPOLD TELLYES

Código OBI0300006ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 1118.00

Este modelo de tamaño natural está diseñado cuidadosamente para el entrenamiento de la maniobra de Leopold, el control de los latidos cardíacos del feto y el cuidado de los senos. El maniquí simula una estructura femenina de torso adulto.

MANO DE INFUSIÓN ESTANDAR IV TELLYES

Código NUS0300008ADC



Disponible 1 Unidad
\$ 165.00

Modelo portátil de mano para la práctica del tratamiento intravenoso, precisión en los detalles, peso ligero y precio asequible en un solo entrenador. El entrenador incluye todo lo necesario para empezar el aprendizaje y la práctica de las habilidades para el tratamiento intravenoso.

PIEL Y VENAS BRAZO IV LAERDAL

Código 312029



Disponible 1 Unidad
\$ 200.00

Repuesto de piel y venas para Brazo Multivenoso Masculino.

DISPOSITIVOS MÉDICOS SPENCER

TENSIOMETRO SPENCER

Código DG01460D



Disponible 101 Unidades
\$ 10.00

Tensiómetro con manómetro de aluminio que encierra un mecanismo preciso y fiable, Escala de 0-300 mmHg, brazaletes de nylon hipoalérgico. Pera, tubos y cámaras exentos de látex.

OXIMETRO DE PULSO FERNO

Código T10565



Disponible 13 Unidades
\$ 69.00

- Pantalla LED para uso diurno o nocturno.
- Indicador de nivel de batería. Diez niveles de brillo, rango 30-235 latidos por minuto.
- Tipo de Batería: tamaño AAA (1.5Vdc).
- Mínimo de 30 horas operación normal.

BOLSA MANUAL DE RESPIRACION REUSABLE SPENCER

Bolsa de reservorio permite un control visual del suministro de oxígeno. Mascarilla de silicona transparente, autoclavable.



C/U
\$ 69.00

- Código BG03027A Adulto / Disponible 272 Unidades
- Código BG03033B Pediátrico/Disponible 93 Unidades
- Código BG03051A Neonato/ Disponible 70 Unidades

SET DE DIAGNÓSTICO DE PARED SIN TERMOMETRIA

Código 77792-M



Disponible 11 Unidades
\$ 970.00

- Tablero para pared.
- Transformador de pared GS 777.
- Oftalmoscopio coaxial.
- Otoscopio Macrovie.
- Tensiómetro aneroide de pared.
- Dispensador de espéculos.

MONITOR PROPAQ LT CON USB

Código 802LTON-UE1



Disponible 3 Unidades
\$ 3450.00

- Pantalla LCD a color.
- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
- Brazaletes de presión Flexiport universales.
- Resistencia al agua IEC 529, Nivel IPX1.
- Batería de Ion de Litio de hasta 24 horas de duración.
- Dimensiones (milímetros): Alto: 137 Ancho: 190.
- Profundidad: 53.
- Requerimientos Eléctricos: Voltaje (V): 110 CA.
- Pesa 765 gramos.

SET DE TRANSFORMADOR DE PARED GS 777

Código 77710-71



Disponible 3 Unidades
\$ 1255.00

Incluye:

Oftalmoscopio y Otoscopio de diagnóstico 25020.

TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED CON MANGO

Código 7670-01



Disponible 2 Unidades
\$ 156.00

Alto grado de precisión clínico +/- 3 mmHg.
Libre de mercurio y de látex. Movimiento en pieza de rubí sintético para una larga vida. Disco de cara en láser grabado para mayor precisión. Facilidad de lectura (150 mm). Lugar para almacenar brazaletes. Garantía de calibración de por vida.

FOCOS HALOGENOS WELCH ALLYN

	Disponibles		
02600-U	_____	11 Unidades	_____ \$ 23.00
04200-U	_____	7 Unidades	_____ \$ 35.00
04400-U	_____	17 Unidades	_____ \$ 18.00
04600-U	_____	6 Unidades	_____ \$ 29.00
06100-U	_____	5 Unidades	_____ \$ 33.00
06200-U	_____	3 Unidades	_____ \$ 21.00
06500-U	_____	1 Unidad	_____ \$ 17.00
07200-U	_____	5 Unidades	_____ \$ 32.00
08500-U	_____	2 Unidades	_____ \$ 24.00

ESTETOSCOPIO SPECTRUM DOBLE CAMPANA PEDIÁTRICO

Código 5079-145

Estetoscopio pediátrico de cápsula doble (campana y diafragma) en tamaño pediátrico, membrana de diafragma acústica fabricada con material de plástico y fibra de nylon para frecuencia baja de 20 a 100 hz. y alta de 100 a500 hz.



Disponible 20 Unidades
\$ 85.00

- Cápsula y auriculares en acero inoxidable.
- Con el nuevo Comfort Sealing Eartips.
- Poco peso, color negro.
- Auriculares ajustables al ángulo del oído.
- Pieza pectoral de acero inoxidable.
- Tubo flexible de PVC de 71.1 cm.
- Olivas flexibles fabricadas en silicón o goma (suaves) para mayor confort del practicante.
- Anillos de goma en el borde de la campana y diafragma para evitar la sensación de frío del acero al tocar al paciente.
- Amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnóstico.

ESTETOSCOPIO ECONÓMICO DE DOS CABEZAS

Código 5079-73



Disponible 16 Unidades
\$ 26.00

- Excelente para auscultación general y presión arterial
- Tubo binaural de un solo canal.
- Color Negro.



Disponible 1 Unidad
\$ 124.00

OXIMETRO DE PULSO Código PM50

Display LCD, para pacientes adultos, pediátricos y neonatales (con el sensor adecuado viene por separado para pediátrico y neonatal). Rango de SPO2 de 0 a 100 % por el método de longitud de onda dual, liviano, compacto, peso mínimo, para ser transportado.

- Frecuencia de pulso de 25 a 254 bpm.
- Standby automático.
- Identificación para 100 pacientes.
- Barra indicadora.
- Usa baterías AA.

Incluye:

- Oxímetro Portátil PM 50.
- Sensor de Oximetría tipo pinza adulto.

TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PEDIATRICO Código DS44-09



Disponible 18 Unidades
\$ 22.00

DS44 con características integradas de diseño y de un manguito montado FlexiPort que es compacto y ligero para facilitar su uso.

- Resistencia en caídas 60cm.

LÁMPARA CUELLO DE GANZO GS300 Código 44400



Disponible 3 Unidades
\$ 550.00

Las lámparas de examen médico con tecnología LED brinda unas mejores condiciones a los exámenes médicos al utilizar diodos emisores de luz blanca de 5.500 (LED), las lámparas de examen médico son más ecológicas, lo que reduce su costo y proporcionan una luz blanca de calidad superior.

- Temperatura del color: 5.500 K.
- Tipo extensión: Cuello de cisne/cuello de ganso.

- Cable eléctrico: Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud.
- Intensidad luz de Trabajo: 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.); 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
- Vida útil del L.E.D.: 50.000 horas.
- Alcance de la base móvil: 79 cm.
- Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

MESA GINECOLÓGICA DE TUBO PINTADA Código 185-24

Su estructura principal es metálica, en tubo redondo de acero de construcción mecánica, sobre 4 patas con regatones de caucho a presión.

Cabecera:

Medidas aprox. 80 cm * 55 cm reclinable por medio de mecanismo manual entre 0 y 55 grados.

Sección de cadera:

Fija de aproximadamente 0.35 * 0.55 cm. Que posee un destaje en forma de media luna central de 15 cm aproximadamente de profundidad que facilita la salida del neonato.

Con movimientos integrales de inclinación de todo el mueble, estos movimientos posibilitan el trabajo de parto en posición, con movimientos integrales de inclinación de todo el mueble.

Acabado:

Pintura Electrostática previo procesos de desengrase y fosfatizado. Mas Aprox. En posición horizontal: largo 180 * ancho 60 cm* alto 75 cm.



Disponible 2 Unidades
\$ 413.00

EQUIPO DE SIGNOS VITALES SPOT LXI Código 45NT0-S1

Está diseñado para medir la presión arterial en 15 segundos aproximadamente a medida que se infla el brazalete.

Se puede conectar con las balanzas digitales Health O Meter® o Tanita®.

Capacidad de ingresar manualmente el peso, la altura, la frecuencia respiratoria y el nivel del dolor, calcula el índice de masa corporal automáticamente. La memoria de 50 lecturas permite recuperar los datos previos para revisarlos o descargarlos posteriormente.

Se conecta a los principales Registros Médicos Electrónicos para la captura y documentación automática de los signos vitales.



Disponible 2 Unidades
\$ 2268.00