



PROMEDENT Cia.
Ltda.
Simulación médica · Emergencia · Rescate



PROMEDENT Cia.
Ltda.
Simulación médica · Emergencia · Rescate



PROMOCIONES

OE1A, Antonio Flor N74-68 y Antonio Basantes - Ponceano
Tel. 02 2470-164 / 02 2470-163 / 0999706034 / 0999705897
despinal@promedentecuador.com
www.promedentecuador.com
Quito – Ecuador

Simulación / Equipos Médicos

SIMMON KIT - COMPLETO

LAERDAL

SimMom Manikin Only / Código 377-03050A

Sistema Automático ADM 2 para SimMon / Código 377-05350

Laptop Instructor / Código 400-10201

Monitor Pc / Código 400-29301



DOMETAL

Cama eléctrica de partos / Código 135-22

BASE NACIONAL BASU

Kit para desechos hospitalarios tóxicos cap. 10 lts. / Código kdh

WELLCH ALLY

Lámpara cuello de ganzo GS300 / Código 44400

BD

Guardian para desechos cortopunzantes / Código SIN INV



Disponibile 1 Kit
\$ 49872.37

SIMBABY KIT

LAERDAL

Simulador de Infante SimBaby LLEAP KIT COMPLETO / Código 24505050

Laptop Instructor

Monitor de Paciente

LINKBOX

Compresor

Piel de Repuesto para el Torso

Maleta de Transporte

Tensiometro

Sangre Artificial



DOMETAL

Cama- Cuna Eléctrica Pediátrica Polarix mas colchon / Código 131-45/01



Disponibile 1 Kit.
\$ 32401.34

ENTRENADOR PARA TAREAS DE CADERA IM

Código 375-34501



Disponible 1 unid.
\$ 490.00

El Entrenador de Tareas IM permite la visualización de la relación de los huesos con los músculos mientras se practica la administración de medicamentos a través de inyección dorso gluteal.

Características:

- Las estructuras anatómicas realistas permiten la visualización de la anatomía interna.
- Sacro, fémur superior y cóccix.
- Nervio ciático y plexo sacro, glúteo medio, arteria, vena y nervio femoral.
- Visualización de la línea desde la espina ilíaca posterior superior al trocánter mayor del fémur.
- Envoltura de la piel que simula las grasas subcutáneas para aprender a determinar la longitud adecuada de la aguja.

MINI ANNE PLUS (10) LT LAERDAL

Código 106-00150



Disponible 1 unid.
\$ 582.00

- 10 maniqués.
- 10 alfombrillas.
- 10 bolsas de inflado.
- 1 bolsa de transporte.
- 2 bolsas de redcilla.
- 10 pieles de cara.
- 50 toallitas desinfectantes.
- 50 vías aéreas.

CPR METER LAERDAL

Código 801-00149



Disponible 1 unid.
\$ 690.00

El profesional de emergencias sabe que para un paciente de un paro cardíaco, el tiempo y un tratamiento óptimo es esencial para sobrevivir.

RCP de calidad combinada con desfibrilación precoz es clave para mejorar la supervivencia.

BRAZO PUNCIÓN IV ADULTO COMPLETO LAERDAL

Código 270-00001

Brazo masculino, repuesto de piel y venas, sangre simulada, bolsa de sangre y conectores, 5 jeringas, lubricante, maleta y manual de uso.



Disponible 1 unid.
\$ 985.00

PIEL Y VENAS BRAZO IV LAERDAL

Código 312029

Repuesto de piel y venas para Brazo Multivenoso Masculino.

Para usar con:

- SimMan®.
- Simulador ALS.
- MegaCode Kelly.
- Brazos de punción intravenosa adultos.
- Nursing Kelly.



Disponible 1 unid.
\$ 190.00

PIEL ABDOMINAL CON CESÁREA (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-19250



Disponible 1 unid.
\$ 380.00

PIEL ABDOMINAL PLANA (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-21050

Piel abdominal no grávida para piel que contiene SimMom, espuma de soporte y sección de la vejiga interna para permitir la conexión de los módulos de cateterización SimMom.

Contiene dos ubicaciones de altavoces y un cable de audio para conectar a SimMom.



Disponible 1 unid.
\$ 648.00



**Disponible 1 unid.
\$ 196.00**

INFANT IV TRAINING LEG LAERDAL

Código 365-00101

Pierna inferior izquierda IV, con venipunción posible en los sitios del maléolo medial y lateral y simulación de talón. La sangre simulada se puede utilizar para flashback realista.



**Disponible 1 unid.
\$ 211.00**

PIERNA INTRAÓSEA BEBE LAERDAL

Código 365-00201

- Tibia simulada con marcas anatómicas en maléolo medio, y tuberosidad tibial.
- Reflujo realista de fluidos.

MÓDULO DE TRAUMA AVANZADO - LAERDAL

Código 276-00001



**Disponible 1 unid.
\$ 2239.00**

El módulo de trauma avanzado permite añadirle a un maniquí adulto de extricación la posibilidad de hacer además prácticas realistas de trauma.

- Cabeza de intubación de trauma (incluye laceraciones en ojo, labio cuello y cráneo, así como objeto atravesado en mejilla)
- Laceración de mano, mostrando hueso y tejidos
- Fracturas abiertas y cerradas en dedos
- Fractura de radio
- Quemaduras de 1º, 2º, y 3º grado en brazo
- Herida abdominal, mostrando vísceras
- Fractura de fémur
- Fractura de tibia
- Tobillo y pie contusionado (izdo.)
- Pie aplastado (dcho.), mostrando hueso y tejidos.
- Amputación de dedo.
- Heridas de entrada y salida de proyectiles (calibre vario).

Este módulo está compatible con los maniqués Extri Kelly y Crash Kelly.

BSS DAY 2 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Código 50071

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la práctica de una serie de técnicas fundamentales de manipulación de tejidos.

Habilidades obtenidas:

Cierre abdominal e inserción de drenaje: abra la pared abdominal, inserte el drenaje y asegure, cierre la pared abdominal con el nudo de Aberdeen. Manejo de tejido fino: ejercicio de parche de vena. Manejo de heridas: drenaje de abscesos, desbridamiento de heridas traumáticas.



**Disponible 3 unids.
\$ 140.00**

BSS DAY 1 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Código 50070

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la práctica de técnicas de manipulación de tejidos.

Habilidades obtenidas:

- Nudo-atado: nudo de un solo cabo, lazo del instrumento, nudo del cirujano, atado en profundidad.
- Técnicas de sutura: mantenimiento / manipulación de agujas, interrumpido, simple y colchón, continuo, subcuticular.
- Lesiones cutáneas y técnicas LA: extirpación de una lesión cutánea, quiste sebáceo.
- Hemostasia: lazo de clip, lazo de continuidad, transfixión de pedículo.



**Disponible 1 unid.
\$ 180.00**

ENTRENADOR DE EXAMINACIÓN RECTAL MK 2 LIMBS&THINGS

Código 60120

Modelo de examen rectal es una representación realista de las nalgas, el ano y el recto permitiendo la práctica de las habilidades diagnósticas asociadas con el examen rectal.

Habilidades obtenidas:

- Examen digital de la próstata.
- Examen rectal digital.
- Inserción y uso del proctoscopio.
- Anatomía del producto: Nalgas, ano y recto.
- Dos perímetros intercambiables: Normal para el examen de la próstata, Patología con pólipo y carcinoma.
- Cinco prótesis intercambiables: Normal, Bilateral benigno, Unilateral benigno, Carcinoma bilateral, Carcinoma unilateral.



**Disponible 1 unid.
\$ 1306.00**

ENTRENADOR DE PELVIS MASCULINA AVANZADA LIMBS&THINGS

Código 60951

Anatomía del producto:

Abdomen, pelvis y genitales

Genitales incluyen:

- Pene- circuncidado y no circuncidado.
- Testículos que contienen escroto con epidídimo y conducto deferente.

Patologías:

- Tumor testicular y cáncer de pene.
- Quiste epididimal.
- Varicocele.
- Orquitis / epidídimo-orquitis.
- Hidrocele.
- Hernia inguinal indirecta.



Disponible 1 unid.
\$ 2950.00

SISTEMA URINARIO DE SEXO DUAL, EN 6 PIEZAS 3B

Código K32

Este modelo todo en uno presenta:

- Estructuras de la cavidad retroperitoneal.
- Pelvis grande y pequeña con huesos y músculos.
- Vena cava inferior.
- Aorta con sus ramificaciones y conductos iliacos.
- Tracto urinario superior.
- Recto.
- Riñón con glándula adrenal.

La mitad del riñón derecho es desmontable.

Con un inserto masculino fácil de desmontar (vejiga y próstata, mitad frontal y posterior) e inserto femenino (vejiga, útero y ovarios, 2 mitades laterales).



Disponible 1 unid.
\$ 590.00

KNEE FOR ASPIRATION MK 2 LIMBS & THINGS

Código 70020

Modelo que se utiliza para el entrenamiento en la técnica de aspiración de líquido sinovial.

Precisión de la anatomía palpable con marcas óseas, músculo y piel.

Se suministra con un marcador sin rastro (tinta no permanente que se desvanece rápidamente) para ilustrar los puntos de referencia subyacentes.



Disponible 1 unid.
\$ 790.00

ESTADÍOS DE LA FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EMBRIÓN 3B

Código L01

El modelo ilustra esquemáticamente la maduración del óvulo, la ovulación, la fecundación y cómo el óvulo fecundado se desarrolla desde la integración por sí mismo en la pared de la matriz hasta el comienzo del crecimiento como embrión.

Los estadios de desarrollo se encuentran, por una parte, como representación ampliada, en el ovario, la trompa y el útero y, por otra parte, en otra representación gráfica también ampliada que se encuentra sobre la base del modelo. Se suministra con la base.

* Orquitis / epidídimo-orquitis.



Disponible 1 unid.
\$ 250.00

SIMULADOR DE INYECCIONES INTRAMUSCULARES 3B

Código P55-1

Tiene todos los puntos anatómicos de palpación importantes tales como el acromion y el húmero.

Permite la colocación de una inyección intramuscular correcta.

Electrónica de precisión integrada que da una realimentación audiovisual del resultado, por ejemplo, inyección correcta o incorrecta, así como contacto con el hueso o localización errónea.

Hay modos de entrenamiento y control adicionales que proporcionan bajo condiciones de aprendizaje un control de resultados inmediato.



Disponible 3 unids.
\$ 1120.00

EXAMEN CERVICAL Y PRUEBA DE PAPANICOLAU 3B

Código 1018643



Disponible 1 unid.
\$ 330.00

La prueba de Papanicolaou es la detección del cáncer más frecuentemente realizada prueba en el mundo. Permite a los estudiantes practicar exámenes externos e internos, espéculo inserción, y de muestreo citológico técnicas en un simulador que es realista y fácil de usar.

Características:

- Siete condiciones cervicales.
- Embarazo precoz normales.
- Pólipos.
- Cáncer a tiempo.
- El cáncer de retraso.
- La inflamación.
- Displasia.

EL SISTEMA DIGESTIVO, DE 3 PIEZAS 3B

Código K21



Disponible 3 unids.
\$ 220.00

Modelo en tamaño natural que muestra todo el sistema digestivo en relieve gráfico.

Características:

- Nariz.
- Cavidad bucal y faringe.
- Esófago.
- Tracto gastro-intestinal.
- Hígado con vesícula biliar.
- Páncreas.
- Bazo.

BRAZO 3B PARA CHESTER CHEST 3B

Código 1021823



Disponible 2 unids.
\$ 290.00

Permite el cosido de un acceso periférico implantado y la unión a un depósito de "sangre". Por encima del acceso implantado se coloca un colgajo de tejido para el entrenamiento realista de palpación y punción.

BRAZO PARA PRÁCTICA DE SUTURA 3B NASCO

Código W44003



- Proporciona una práctica de sutura realista.
- Textura realista de la piel con arrugas y huellas dactilares visibles.
- Viene con tres "heridas".
- Estas "heridas" pueden ser suturadas varias veces.
- Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse varias veces.

Disponible 3 unids.
\$ 190.00

MANO PARA PRACTICAR IV 3B NASCO

Código W44600



- Venas palpables y deslizables.
- Idóneo para extracción de sangre y para perfusión de líquidos.
- Se suministra con base y sangre artificial.

Disponible 1 unid.
\$ 340.00

SIMULADOR RECONOCIMIENTO OTOLÓGICO 3B

Código W44122

Este simulador permite practicar el reconocimiento otológico. Consiste de una cabeza con 6 orejas recambiables de material elástico y estructuras internas y externas fieles al natural.

Las impresiones en color incluidas en cinco de las seis orejas permite realizar la diagnosis de diferentes patologías. La oreja sin impresión de color incluida sirve para practicar la eliminación del cerumen.

Suministro con 2 tubitos de cerumen artificial, nueve diapositivas de 35 mm (5 diagnósticos como se describe a continuación y 4 diagnósticos del set de complementación W44123) y un maletín de transporte.

La dotación del suministro no comprende ningún otoscopio.



Disponible 1 unid.
\$ 660.00

MODELO DE ENTRENAMIENTO EXAMEN DE LESIONES RETINIANAS TELLYES

Código OPS0300001ADC



Disponible 1 unid.
\$ 790.00

Un conjunto de trece transparencias intercambiables incluye:

- Retina normal.
- Degeneración macular senil y drusen.
- Oclusión de la vena central de la retina.
- Retinopatía hipertensiva.
- Papiledema.
- Cubierta del disco.
- Atrofia óptica.
- Retinopatía diabética de fondo leve.
- Antecedentes retinopatía diabética.
- Retinopatía diabética pre-proliferativa (1).
- Retinopatía diabética pre-proliferativa (2).
- Retinopatía diabética proliferativa.
- Retinopatía diabética.

Permite la práctica del examen de los ojos, con énfasis en la retinopatía diabética.

Identifica las enfermedades de la retina, que se muestran en un conjunto de trece diapositivas intercambiables.

BABY STAP TELLYES

Código PES0300010ADC



Disponible 1 unid.
\$ 280.00

Simulador Neonato para la práctica de punción lumbar, con flujo de líquido cerebro espinal.

- El simulador representa un bebe recién nacido posicionado en decúbito lateral para la práctica de punción lumbar.
- Columna con detalles anatómicos correctos, sitio de punción palpable para ubicación correcta de médula espinal.
- Permite la infusión de líquidos.

Componentes:

- Simulador bebe Punción Lumbar.
- Jeringa de 5 ml.
- Bolsa administración de líquido.

OBSTETRIC MANIQUÍ

Código OBS0300011 ADC



Permite la práctica de la maniobra de Leopold para determinar la posición del feto mediante la palpación de su cráneo y las rodillas.

- Cubierta del abdomen desmontable para el posicionamiento manual del feto.
- Tamaño natural cavidad pélvica con los principales puntos de referencia anatómicos.
- Inserciones vulvares suaves para ejercicios de episiotomía

Disponible 1 unid.
\$ 590.00

SIMULADOR DE INYECCION ESPINAL TELLYES

Código INS0300003ADC



Permite la demostración y la práctica de todas las inyecciones espinales.

Incluye: punción lumbar y anestesia como analgesia epidural, analgesia caudal y analgesia espinal.

Características:

- Permite realizar demostraciones y practicas realistas de todas las inyecciones espinales
- Montado sobre una base. Se puede colocar fácilmente en posición lateral y sentada.
- Estructura anatómica realista y obvia: completa la vértebra vertebral lumbo sacra, la piel y el tejido subcutáneo, el ligamento interespinoso, el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, la médula espinal.
- Practicar anestesia epidural, anestesia lumbar, anestesia caudal, anestesia en silla de montar, bloqueo simpático y punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo.
- Se sentirá bloqueado al insertar las agujas correctamente.
- Las primeras vértebras lumbares son visibles para permitir la observación de la estructura interna; la segunda a la quinta vértebra lumbar son parte funcional con punto de referencia obvio y fácil de confirmar la ubicación.

Disponible 1 unid.
\$ 1090.00


PIERNA DE PRÁCTICA DE SUTURA TELLYES

Código SUS0300016ADC

Pierna de práctica de sutura proporciona una experiencia única.

Características:

- Textura realista de la piel con arrugas y poros.
- Las capas de la estructura son claras para ver la piel, los tejidos subcutáneos y tejidos musculares.
- Las "heridas" se pueden cortar, para practicar la incisión, la sutura, el nudo, el corte, la retirada de los puntos y el vendaje.
- Después de la incisión, se exponen los músculos rojos reales.
- Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse varias veces.
- Se suministra un juego de instrumental.



Disponibles 3 unids.
\$ 225.00

SIMULADOR DE ÓRGANO FEMENINO PÉLVICO I TELLYES

Código GYS0300006ADC

Este entrenador permite la demostración y la práctica de la inserción, colocación y extracción del DIU.

Este modelo anatómicamente preciso representa parte del teros, ovarios, oviducto, cuello uterino y vagina.

Practique la colocación y extracción del DIU con este simulador.

El útero está cubierto por una cubierta de plástico transparente para permitir una fácil visualización de la inserción y colocación del DIU.

Se puede insertar cualquier tamaño de dispositivo anticonceptivo para entrenamiento y observación.



Disponibles 1 unid.
\$ 50.00

CABEZA DE BEBE PUNCION IV TELLYES

Código PES0300006ADC

Permite la práctica de punción y transfusión en las venas de la cabeza del bebé

- La reproducción realista de la cabeza del bebé de seis meses con toda la cabeza y estructuras del cuello.
- Reproducción natural de la vascularización del cuero cabelludo completo. La cabeza del bebé se confecciona de material blando a través del cual se puede ver la distribución de la vascularización claramente.
- La sangre artificial fluye cuando la inserción es correcta.



Disponibles 4 unids.
\$ 310.00

MODELO INSERCIÓN DE DIU III TELLYES

Código GYS0300008ADC

Modo de inserción del DIU, demostración y práctica de inserción, colocación y remoción del DIU.

Características:

- Útero normal, oviducto y cuello uterino.
- Demostración de la anatomía femenina del útero.



Disponibles 1 unid.
\$ 45.00

MODELO DE INFUSIÓN INTRAÓSEA NEONATAL TELLYES

Código PES03000210ADC

Una ayuda en el entrenamiento para demostrar y simular el procedimiento de infusión intraósea.

Características:

- Reproducción del torso inferior y extremidades de un bebé de seis meses.
- Pueden pincharse ambas piernas.
- El "pop" discernible se sentirá y la médula artificial fluirá cuando la punción es correcta.
- Piel y huesos reemplazables.



Disponibles 1 unid.
\$ 510.00

ENTRENADOR ADULTO DE CRICOTOMIA SYNDAVER

Código 0160440

Habilidades relevantes: cricotirotomía quirúrgica y con aguja, intubación nasal, vía aérea retrógrada, palpación, canulación, aplicación y extracción de suturas y grapas, reducción quirúrgica y aplicación de adhesivos y vendajes.

Componentes incluidos:

Base de plástico, forma muscular, dos carros de membrana con hioides y cricoides, recubrimiento de piel, 20 tejidos de reemplazo (piel y membrana cricoide) y una duradera caja Pelican.

Compatibilidad del equipo:

Dispositivos quirúrgicos para vías respiratorias, dispositivos de autosuturación y autoajuste, bisturís láser, dispositivos de electrocauterio, dispositivos bipolares y monopolares, cuchillas armónicas y todos los equipos de imágenes conocidos.



Disponible 1 unid.
\$ 815.00

ENTRENADOR DE VÍA ÁREA RECIÉN NACIDO SYNDAVER

Código 160420

Este modelo incluye una cavidad oral realista con un paladar duro y blando, lengua, úvula, epiglotis y cuerdas vocales. El cuello blando con cricocartilago permite a los usuarios realizar la maniobra de Sellick para tener una mejor visión de la laringe y / o reducir el reflujo gástrico.

Habilidades relevantes:

Ejercicios de intubación y gestión de la vía aérea.

Componentes incluidos:

Torso superior del recién nacido prematuro con nariz, boca, esófago, paladar duro y blando, lengua, tráquea, epiglotis, laringe y un estuche Pelican para el transporte y el almacenamiento.

Compatibilidad del equipo:

Equipo de imágenes (ultrasonido, MRI, CT, rayos X, etc.), tubos traqueales, escalpelos, tenáculo, agujas para aneurismas, fórceps para arterias, directores ranurados, pinzas hemostáticas, de disección, tijeras, tenotomos, dilatadores traqueales, ligaduras, dispositivos de autosuturado, autoajuste y catéteres



Disponible 1 unid.
\$ 3300.00

INTESTINO DE DOBLE CAPA SYNDAVER

Código 160160

Están diseñados sobre la base de pruebas físicas realizadas en tejido vivo real, y cada tejido sintético está validado (módulo de tracción, resistencia a la abrasión, fuerza de penetración, coeficiente de fricción, conductividad térmica, constante dieléctrica, etc.) las mismas condiciones físicas que el tejido vivo para simular. El tejido sintético responde al estímulo de manera similar al tejido vivo real.

Habilidades relevantes:

Anastomosis manual y asistida por robot.

Compatibilidad del equipo:

Bisturís láser, electrocauterio y dispositivos de ablación de RF, cuchillas armónicas, dispositivos monopolares y bipolares, cuchillos de plasma, equipos de ultrasonido y todos los equipos de imágenes conocidos.

Componentes incluidos:

Un segmento de intestino.

Dimensiones:

27 mm x 15 cm (ID x L) o 27 mm x 30 cm (ID x L)



Disponible 20 unids.
\$ 20.00

ENTRENADOR PORTÁTIL DE TORACOCENTESIS SYNDAVER

Código 160400

Utiliza tejidos blandos de nuestra línea de productos SynAtomy con características mecánicas que le permiten ser usados por un maniquí o actor en vivo. Los elementos estructurales de este artículo incorporan una armadura de calidad balística para evitar lesiones.

Habilidades relevantes:

Esterilización regional, aplicación de anestesia local, palpación de costillas, incisión cutánea, corte subcutáneo, punción del músculo intercostal, colocación del tubo torácico, fijación del tubo torácico mediante técnicas de sutura y manejo del tubo torácico.

Componentes incluidos:

Plataforma de vestigio blindada y usable, costillas reutilizables y placa de tejido reemplazable. Compatibilidad del equipo: bisturís, hemostáticos, tubos torácicos (catéteres torácicos), kits de sutura, antisépticos y anestésicos.



Disponible 1 unid.
\$ 1580.00



Disponible 1 unid.
\$ 1854.00

Equipo quirúrgico:

Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos broncoscopios, láser, ablación de RF, dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.

MODELO DE TRÁQUEA SYNDAVER

Código 130552

Características del órgano:

Superestructura luminal en forma de D, anillos individuales de cartílago hialino con músculos traqueales, capa mucosa lúbrica y material de la chaqueta muscular.

Equipo de imágenes:

Compatible con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de rayos X, fluoroscopia, MRI y CT.



Disponible 1 unid.
\$ 1483.00

Equipo quirúrgico:

Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos, incluidos enteroscopios, atrapamoscas intestinales, tijeras laparoscópicas, escalpelos armónicos, bisturís, dispositivos de succión, endograpadoras GIA, trócares, visores de 30 grados, suturas, varias abrazaderas y tijeras, puertos manuales y grapadoras TA.

COLON / MESENTERIO SYNDAVER

Código 130480

Características del órgano:

Cúmulo, colon (ascendente, descendente, transverso y sigmoide), recto, canal anal, apéndice y mesenterio.

Equipo de imágenes:

Compatible con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de rayos X, fluoroscopia, MRI y CT.



Disponible 1 unid.
\$ 328.00

Equipo quirúrgico:

Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos los láseres, la ablación de RF, los dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.

MODELO DE RIÑÓN SYNDAVER

Código 130256

Características del órgano:

Estructura externa despellejada con glándulas suprarrenales separadas. Este órgano también está disponible con la pelvis renal funcional y patente, el uréter y la arteria y las venas renales.

Equipo de imágenes:

Compatible con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de ultrasonido, rayos X, fluoroscopia, MRI y CT.

MODELO DE BRAZO SYNDAVER

Código 102350

Nuestro brazo de anatomía está hecho de los tejidos del modelo anatómico SynDaver (músculos, nervios y vasculatura) y compuesto de polímero (huesos). Este modelo educativo incluye huesos, articulaciones completamente articuladas, músculos, tendones, venas, arterias y nervios.

Articulaciones:

Hombro, codo, muñeca y dígitos.

Características estructurales:

Estructuras esqueléticas, musculares, fasciales y cartilaginosas del hombro, parte superior del brazo, antebrazo, muñeca y mano.



Disponible 1 unid.
\$ 3882.00

KIT DE FILTRO DE ALTA EFICIENCIA - LSU ABBOTT / BEMIS(IE LAERDAL

Código 78041333

Para usar con:

Unidad de succión Laerdal (LSU)



Disponible 9 unids.
\$ 12.00

LCSU4 TUBO DE PACIENTE 1,8 M. LAERDAL

Código 886105

Sirve para:

Aspirador Compacto Laerdal
LCSU3 (300 ml)
LCSU 4



Disponible 20 unids.
\$ 47.00

TUBO DE PACIENTE DESECHABLE LAERDAL

Código 780412

Sirve para:

Aspirador LSU-
Laerdal Suction Unit



Disponible 59 unids.
\$ 8.25

FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL THOMAS LAERDAL

Código 600-10000 / 600-20000



\$ 5.70 C/U

Permite fijar el tubo endotraqueal impidiendo que se mueva, salga, etc.

El fijador de Thomas es de aplicación muy sencilla. Además, estandariza el proceso, ya que la fijación no depende de la mayor o menor habilidad para atar con una venda.

Disponible: Adulto / Pediátrico

CILINDRO DE OXIGENO DE 1m3.

Código 1602ED



**Disponible 7 unids.
\$ 95.00**

Cilindro de oxígeno de 1 m3.

No incluye manómetro.

COCHE DE PARO 4 CAJONES

Código 14019



**Disponible 1 unid.
\$ 750.00**

Estructura en acero de alta resistencia, cubierta superior en acrílico para aislamiento de equipos, barandilla de seguridad, plato auxiliar abatible en acero, manillar metálico para facilitar el transporte, 4 cajones con divisiones para medicamentos, 2 porta basureros metálicos.

BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL LAERDAL



- Código 85005133 / Neonato _____ **\$ 100.00**
- Código 86005133 / Pediátrico (kit mascarillas) _____ **\$ 100.00**
- Código 86005233 / Pediátrico (estándar) _____ **\$ 100.00**
- Código 87005133 / Adulto _____ **\$ 100.00**

RECIPIENTE DE RECOGIDA DESECHABLE (1200 ml) + Manguera LAERDAL

Código 883000



**Disponible 24 unids.
\$ 6.30**

RECIPIENTE DE RECOGIDA DESECHABLE (1200 ml) LAERDAL

Código 883000 V



**Disponible 63 unids.
\$ 5.00**

CARGADOR UNIVERSAL DE ESCRITORIO WELCH ALLYN

Código 71140

Unidad compacta y portátil, permite cargar los mangos recargables de Welch Allyn cómodamente en el cargador de escritorio.

- Los LED de color indican la alimentación hacia la unidad, y que los mangos están cargándose.
- Los circuitos avanzados garantizan la carga constante, automática y segura y un rendimiento y vida útil óptimos del bombillo.



**Disponible 2 unids.
\$ 198.50**

DISPOSITIVOS MÉDICOS SPENCER

BOLSA MANUAL DE RESPIRACION REUSABLE SPENCER

Código BG03027A / Adulto
Código BG03033B / Pediátrico
Código BG03051A / Neonato

Bolsa de reservorio permite un control visual del suministro de oxígeno. Mascarilla de silicona transparente, autoclavable.



**C/U
\$ 70.00**

SET DE DIAGNÓSTICO DE PARED SIN TERMOMETRIA

Código 77792-M



Disponibles 7 unids.
\$ 970.00

- Sistema integrado de pared.
- Transformador de pared GS 777.
- Oftalmoscopio coaxial.
- Otoscopio Macrovie.
- Tensiómetro aneroide de pared.
- Dispensador de espéculos.

3D-med

Código 3D-med

Es un sistema completo de entrenamiento mínimamente invasivo que no requiere equipo de video adicional, fácil de configurar y portátil. La función de un monitor y pedestal extraíbles. Incluye el área de trabajo pélvica grande + SimScope de alta definición 1080p. (cámara) + 12 " monitor de alta resolución. Úselo para habilidades laparoscópicas básicas para entrenamiento avanzado en procedimientos y navegación con cámara. Los residentes pueden practicar en el para adquirir las habilidades incorporadas en el FLS módulos. Está diseñada para ser utilizada para entrenamiento en equipo o como una estación de trabajo de sutura laparoscópica para una sola persona



Disponibles 1 unid.
\$ 2000.00

TRANSFORMADOR DE PARED GS 777

Código 77710

Transformador de pared de 3.5 V con dos mangos de encendido / apagado automático

Incluye:

- Oftalmoscopio Código 11710
- Otoscopio Código 25020



Disponibles 3 unids.
\$ 290.00

TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED CON BRAZALETE

Código 7670-01

Alto grado de precisión clínico +/- 3 mmHg.

Libre de mercurio y de látex. Movimiento en pieza de rubí sintético para una larga vida.

Disco de cara en láser grabado para mayor precisión. Facilidad de lectura (150 mm).

Lugar para almacenar brazalete. Garantía de calibración de por vida.



Disponibles 3 unids.
\$ 156.00

FOCOS HALOGENOS WELCH ALLYN

02600-U	_____	\$ 23.00
04200-U	_____	\$ 35.00
04400-U	_____	\$ 18.00
04600-U	_____	\$ 29.00
06100-U	_____	\$ 33.00
06200-U	_____	\$ 21.00
06500-U	_____	\$ 17.00
07200-U	_____	\$ 32.00
08500-U	_____	\$ 24.00

ESTETOSCOPIO SPECTRUM DOBLE CAMPANA PEDIÁTRICO

Código 5079-145

Estetoscopio pediátrico de cápsula doble (campana y diafragma) en tamaño pediátrico, membrana de diafragma acústica fabricada con material de plástico y fibra de nylon para frecuencia baja de 20 a 100 hz. y alta de 100 a 500 hz.

- Cápsula y auriculares en acero inoxidable.
- Con el nuevo Comfort Sealing Eartips.
- Poco peso, color negro.
- Auriculares ajustables al ángulo del oído.
- Pieza pectoral de acero inoxidable.
- Tubo flexible de PVC de 71.1 cm.
- Olivas flexibles fabricadas en silicón o goma (suaves) para mayor confort del practicante.
- Anillos de goma en el borde de la campana y diafragma para evitar la sensación de frío del acero al tocar al paciente.
- Amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnóstico.



Disponibles 19 unids.
\$ 69.00

ESTETOSCOPIO ECONÓMICO DE DOS CABEZAS

Código 5079-73

- Excelente para auscultación general y presión arterial
- Tubo binaural de un solo canal.
- Color Negro.



Disponibles 3 unids.
\$ 19.00



Disponible 1 unid.
\$ 110.00

OXIMETRO DE PULSO

Código PM50

Display LCD, para pacientes adultos, pediátricos y neonatales (con el sensor adecuado viene por separado para pediátrico y neonatal).

Rango de SPO2 de 0 a 100 % por el método de longitud de onda dual, liviano, compacto, peso mínimo, para ser transportado.

- Frecuencia de pulso de 25 a 254 bpm.
- Standby automático.
- Identificación para 100 pacientes.
- Barra indicadora.
- Usa baterías AA.

Incluye:

- Oxímetro Portátil PM 50.
- Sensor de Oximetría tipo pinza adulto.



Disponible 13 unids.
\$ 22.00

TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PEDIATRICO

Código DS44-09

DS44 con características integradas de diseño y de un manguito montado FlexiPort que es compacto y ligero para facilitar su uso.

- Resistencia en caídas 60cm.



Disponible 3 unids.
\$ 490

LÁMPARA CUELLO DE GANZO GS300

Código 44400

Las lámparas de examen médico con tecnología LED brinda unas mejores condiciones a los exámenes médicos al utilizar diodos emisores de luz blanca de 5.500 (LED), las lámparas de examen médico son más ecológicas, lo que reduce su costo y proporcionan una luz blanca de calidad superior.

- Temperatura del color: 5.500 K.
- Tipo extensión: Cuello de cisne/cuello de ganso.

- Cable eléctrico: Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud.
- Intensidad luz de Trabajo: 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.); 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
- Vida útil del L.E.D.: 50.000 horas.
- Alcance de la base móvil: 79 cm.
- Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

MESA GINECOLÓGICA DE TUBO PINTADA

Código 185-24

Su estructura principal es metálica, en tubo redondo de acero de construcción mecánica, sobre 4 patas con regatones de caucho a presión.

Cabecera:

Medidas aprox. 80 cm * 55 cm reclinable por medio de mecanismo manual entre 0 y 55 grados.

Sección de cadera:

Fija de aproximadamente 0.35 * 0.55 cm. Que posee un destaje en forma de media luna central de 15 cm aproximadamente de profundidad que facilita la salida del neonato.

Con movimientos integrales de inclinación de todo el mueble, estos movimientos posibilitan el trabajo de parto en posición, con movimientos integrales de inclinación de todo el mueble.

Acabado:

Pintura Electrostática previo procesos de desengrase y fosfatizado.

Mas Aprox. En posición horizontal: largo 180 * ancho 60 cm* alto 75 cm.



Disponible 1 unids.
\$ 390.00

EQUIPO DE SIGNOS VITALES SPOT LXI CON PEDESTAL

Código 45NT0-S1

Está diseñado para medir la presión arterial en 15 segundos aproximadamente a medida que se infla el brazalete.

Se puede conectar con las balanzas digitales Health O Meter® o Tanita®.

Capacidad de ingresar manualmente el peso, la altura, la frecuencia respiratoria y el nivel del dolor, calcula el índice de masa corporal automáticamente.

La memoria de 50 lecturas permite recuperar los datos previos para revisarlos o descargarlos posteriormente.

Se conecta a los principales Registros Médicos Electrónicos para la captura y documentación automática de los signos vitales.



INCLUYE PEDESTAL

Disponible 1 unid.
\$ 2768.00

DEMO DE LABORATORIO - EQUIPO DE SIGNOS VITALES SPOT LXI CON PEDESTAL

Código 45NT0-S1

INCLUYE PEDESTAL



Está diseñado para medir la presión arterial en 15 segundos aproximadamente a medida que se infla el brazalete.

Se puede conectar con las balanzas digitales Health O Meter® o Tanita®.

Capacidad de ingresar manualmente el peso, la altura, la frecuencia respiratoria y el nivel del dolor, calcula el índice de masa corporal automáticamente.

La memoria de 50 lecturas permite recuperar los datos previos para revisarlos o descargarlos posteriormente.

Se conecta a los principales Registros Médicos Electrónicos para la captura y documentación automática de los signos vitales.

Disponible 1 unid.
\$ 2353.00

LAPSIM HÁTICO - SURGICAL

Código 277002



LapSim es el único sistema de entrenamiento virtual que ha demostrado mejorar el rendimiento de los practicantes. De hecho, múltiples estudios publicados aleatorios han demostrado que las habilidades practicadas durante el entrenamiento a corto y largo plazo con LapSim son directamente transferibles a la sala de operaciones.

Incluye un Software con licencias originales donde se puede realizar los ejercicios, un laparoscopio, pedales, cámara, computadora LapSim, 2 monitores touch, teclado externo y un SimStation ajustable en altura para albergar el sistema.

El módulo de software Habilidades LapSim básico incluye 13 ejercicios: la cámara de navegación, la navegación Instrumento, Coordinación, agarrar, cortar, inserción de catéteres, aplicación de clips, de elevación y agarrar, intestino manipulación, disección fina, sello y corte, sutura, y la precisión y velocidad.

Disponible 1 unid.

ENDO SIM - SURGICAL

Código ESC01

Gracias a la flexibilidad del software; los casos y el colon pueden ser modificados localmente por el usuario/cliente, creando innumerables escenarios específicos y creando varios niveles de dificultad.

EndoSim es un simulador portable – con facilidad se puede mover a diferentes lugares.

Un simulador virtual de endoscopía que ha sido desarrollado en un proyecto de investigación del gobierno de Australia, sin presión para comercializarse.

El desarrollo siempre ha sido en cercana cooperación con cirujanos de colon rectal, cirujanos generales, gastroenterólogos y médicos familiares del mundo.

Durante la última fase de desarrollo, Surgical Science cooperó con nueve universidades* de alto nivel en todo el mundo, como lugares Beta, que participaron con sus ideas y sus respuestas durante dicho desarrollo.

SIMVIEW™ MÓVIL

Código 216-20001

SimView™ Móvil es el recurso portátil para un sistema de captura e informe integrados.

SimView Móvil puede ser transportado y configurado fácilmente para permitir que usted grabe audio, tres secuencias de vídeo, y una secuencia de monitor de paciente en un archivo de informe.

PEZ2 OXÍMETRO DE PULSO

Código T10565 / Marca: Ferno

- Pantalla LED para uso diurno y nocturno. Indicador de nivel de batería.
- Área de rango de vacío para niños marcada en azul, en el panel de control.
- Tipo de batería: AAA. Mínimo de 30H. operación normal.



Disponible 1 unid.



Disponible 1 unid.
\$ 7900.00



Disponible 29 unids.
\$ 69.00



Disponible 1 unid.
\$ 1640.00



Disponible 2 unids.
\$ 195.00



Disponible 6 unids.
\$ 30.00



Disponible 1 unid.
\$ 600.00

CARRO DE MEDICINAS

Código 182-42-02

- Estructura en acero de alta resistencia.
- Gavetas con rieles de guía de rodamiento silencioso.
- Dispensadores en poliestileno removibles y porta rótulo para identificación
- Bloqueo general de gavetas.
- Algodonera en acero inoxidable.
- Soporte guardián de un litro.
- Largo 100 cm.
- Ancho 59 cm.
- Altura 95 cm.

3.5 MANGO RECARGABLE P/ESCRITORIO

Código 71670

- Batería recargable de Niquel Cadmio incluida
- Terminado estriado suave, no abrasivo que garantiza un agarre antideslizante
- Construcción de aleación de bronce cromado para mayor durabilidad.

DISPENSADOR DE ESPECULOS - WELCH ALLYN

Código 52401

- Dispensador para espéculos de Otoscopios Welch Allyn 52401.
- Dispensador de Espéculos Desechables para Otoscopios.
- Dispensador de espéculos de otoscopio desechables
- KleenSpec serie 524 de 2,75 mm y 4,25 mm.
- Marca Welch Allyn. Origen USA.

AUDIÓMETRO EXAMINADOR AUDIOSCOPE® 3

Código 92680 / Marca: WelchAllyn

- Observe la membrana timpánica y el canal auditivo durante el tamizaje para la pérdida de la audición de manera rápida y precisa con el AudioScope 3.
- La luz halógena y fibra óptica permiten una visión brillante de la membrana timpánica y del canal auditivo antes y durante el tamizaje.
- Tonos presentados en intervalos aleatorios para ayudar a mejorar el cumplimiento del paciente

NEGATOSCOPIO UN CUERPO

Código 341-RDL / Marca: Nacional

El panel delantero está fabricado en acrílico translúcido montado sobre un marco de aluminio pintado.

En su interior se alojan tres tubos fluorescentes de 15 W de potencia cada uno, que son fácilmente reemplazables gracias al sistema de apertura de bisagra del panel frontal.

Medidas: 58 cm de altura x 44,5 de ancho x 10 cm de profundidad.

Construido en lámina de acero de construcción mecánica pintado con pintura electrostática y marco de aluminio reforzado pintado.

Los acabados de las equinas, fabricados en PVC le aportan un aspecto elegante.

El panel delantero está fabricado en resistente acrílico translúcido de 360 x 430 mm de superficie con sistema de sujeción seguro.



Disponible 1 unid.
\$ 99.00

MONTAJE DE PARED PARA DEA

Código 0-83-0000 / Marca: Nacional

Estructura de metal.

Medidas

Largo: 30 cm.

Ancho: 14 cm.

Alto: 46 cm.

Puede colgarlo en la pared gracias a las dos perforaciones del panel trasero o ubicarlo sobre una mesa o superficie plana.



Disponible 1 unid.
\$ 40.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 0

Código 68060 / Marca: Miller



Disponible 5 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 1

Código 68061 / Marca: Miller



Disponible 19 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 2

Código 68062 / Marca: Miller



Disponible 23 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (RECTA) - # 3

Código 68063 / Marca: Miller



Disponible 17 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (RECTA) - # 4

Código 68064 / Marca: Miller



Disponible 11 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 00

Código 68065 / Marca: Miller



Disponible 22 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (CURVA) - # 1

Código 69061 / Marca: Macintosh



Disponible 1 unid.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (CURVA) - # 2

Código 69062 / Marca: Macintosh



Disponible 4 unids.
\$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (CURVA) - # 3

Código 69063 / Marca: Macintosh



Disponible 13 unids.
\$ 75.00